

Jednorazowe końcówki do videolaryngoskopu VL3D



Opis produktu:

Jednorazowe końcówki do videolaryngoskopu VL3D.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe końcówki do videolaryngoskopu VL3D - Kluczowe cechy produktu

- **Materiał i wykonanie** – wykonane z poliwęglanu medycznego, posiadają powłokę zapobiegającą parowaniu.
- **Konstrukcja** – budowa „półrękawowa” ułatwia szybkie i pewne mocowanie na rękojeści wielokrotnego użytku.
- **Wersje z kanałem** – łyżki dla dorosłych oraz do trudnych intubacji dostępne są także w wersji z kanałem prowadzącym rurkę.
- **Kompatybilność** – współpracują z rękojeścią videolaryngoskopów tej samej marki, podłączaną do monitorów 8" oraz 15,6".

Dostępne rozmiary

Model	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Przeznaczenie
Mac 1	101 x 18 x 34 mm	Niemowlęta
Mac 2	115 x 21 x 36,5 mm	Dzieci
Mac 3	126,5 x 21 x 39,5 mm	Dorośli
Mac 4	136 x 22,5 x 43 mm	Pacjenci otyli
Mac 5	149,5 x 23 x 51 mm	Trudne przypadki

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

VL3D - Końcówki: Mac 1 (niemowlęta), Mac 2 (dzieci), Mac 3 (dorośli), Mac 4 (otyli pacjenci), Mac 5 (problematyczni pacjenci)