

Wielorazowe końcówki do videolaryngoskopu VL3R

Opis produktu:

Wielorazowe końcówki do videolaryngoskopu VL3R.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Wielorazowe końcówki do videolaryngoskopu VL3R

Model	Rozmiar (dł. x szer. x wys.)	Pacjenci
Miller 00	72 x 14 x 29,5	wcześnieiki
Miller 0	84 x 15 x 29,5	noworodki
Miller 1	110 x 15 x 29,5	niemowlęta
Mac 1	101 x 18 x 34	niemowlęta
Mac 2	115 x 21 x 36,5	dzieci
Mac 3	126,5 x 21 x 39,5	dorośli
Mac 4	136 x 22,5 x 43	otyli pacjenci
Mac 5	149,5 x 23 x 51	trudni pacjenci
Mac D1	96 x 18 x 34	niemowlęta
Mac D2	115 x 22 x 50	dzieci
Mac D3	127 x 22 x 53	dorośli
Mac D4	136 x 22 x 57	otyli pacjenci

Mac D5	147 x 22 x 59	trudni pacjenci
--------	---------------	-----------------

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model:

VL3R - Typ końcówki: Miller, Mac, MacD
VL3R - Rozmiar: 72 x 14 x 29,5, 84 x 15 x 29,5,
110 x 15 x 29,5, 101 x 18 x 34, 115 x 21 x 36,5,
126,5 x 21 x 39,5, 136 x 22,5 x 43, 149,5 x 23 x
51, 96 x 18 x 34, 115 x 22 x 50, 127 x 22 x 53,
136 x 22 x 57, 147 x 22 x 59