




Łóżeczko szpitalne dla noworodka model 2151

Opis produktu:

Łóżeczko szpitalne dla noworodka wykonane z wysokiej jakości materiałów, z metalową ramą i łóżeczkiem ze szkła akrylowego. Dostępne w różnych kolorach, z opcjonalnymi dodatkami. Idealnie sprawdzi się na oddziałach noworodkowych, zapewniając komfort zarówno małym pacjentom, jak i personelowi medycznemu.

Metalowa rama malowana proszkowo (proszek epoksydowy). Łóżeczko noworodkowe wykonane z tworzywa plexiglas. Materac z zewnętrznym, wodoodpornym pokrowcem antybakteryjnym. Kółka o średnicy 50 mm, w tym dwa z hamulcami. Podwójne plastikowe kółka o średnicy 65 mm (opcjonalnie). Pojedyncze plastikowe kółka o średnicy 100 mm (opcjonalnie). Szafka (opcjonalnie). Szuflada (opcjonalnie).

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Solidna konstrukcja i wysoka jakość materiałów

Łóżeczko szpitalne dla noworodka model 2151 zostało zaprojektowane z myślą o trwałości i higienie. Metalowa rama, **malowana proszkowo farbą epoksydową**, charakteryzuje się dużą stabilnością i odpornością na uszkodzenia. Główna część łóżeczka wykonana jest z **wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu plexiglasu (szkła akrylowego)**, co umożliwia stałą obserwację dziecka.

Komfortowy materac z wodoodpornym pokrowcem

W zestawie znajduje się wysokiej jakości materac, wyposażony w zewnętrzny, **wodoodporny pokrowiec o właściwościach antybakteryjnych**. Dzięki temu łóżeczko jest nie tylko wygodne dla noworodka, ale także łatwe w utrzymaniu w czystości, co jest kluczowe w środowisku szpitalnym.

Mobilność i bezpieczeństwo

Łóżeczko model 2151 wyposażone jest w **cztery kółka o średnicy 50 mm**, z czego dwa posiadają hamulce. Ułatwia to przemieszczanie łóżeczka, a jednocześnie zapewnia stabilność, gdy jest to potrzebne. Dla jeszcze większej mobilności oferujemy opcjonalne **podwójne plastikowe kółka o średnicy 65 mm**.

Regulacja pozycji Trendelenburga

Jedną z kluczowych funkcji łóżeczka jest możliwość **ręcznej regulacji pozycji Trendelenburga do 18°**, co jest niezwykle przydatne w przypadku konieczności szybkiej interwencji medycznej lub poprawy komfortu noworodka.

Kompaktowe wymiary i dodatkowe opcje

Z wymiarami 81 cm długości, 46 cm szerokości i 81 cm wysokości, łóżeczko idealnie wpasuje się w przestrzeń szpitalną. Dla zwiększenia funkcjonalności oferujemy opcjonalne dodatki takie jak **szafka** czy **szuflada**, które pozwolą na przechowywanie niezbędnych akcesoriów blisko dziecka.

Wymiary i zakres ruchu

Ramy metalowe — Dostępne kolory

Części plastikowe (dotyczy szafki i szuflady) — Dostępne kolory

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

W uwagach do zamówienia prosimy o wpisanie koloru ramy i części plastikowych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Dane techniczne

Długość	81 cm
Szerokość	46 cm
Wysokość	81 cm
Pozycja Trendelenburga (regulacja ręczna)	18°

Informacje:

Model:

Psiliakos - Kółka: standardowe 50 mm, podwójne 65 mm, pojedyncze 100 mm
Dodatkowe wyposażenie: brak, szafka, szuflada