

Artroskopia Stawu Biodrowego System „Coxartis”

Opis produktu:

Profesjonalny zestaw **narzędzi endoskopowych** do **artroskopii** stawu biodrowego firmy Richard Wolf.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Innowacyjny system „Coxartis” przeznaczony do artroskopii stawu biodrowego w skład którego

wchodzą specjalnie zaprojektowane narzędzia (Optyki HD, Cążki, Frezy, Elementy Celownicze, Dylatory) tak, aby zabieg artroskopowy był jak najmniej obciążający dla pacjenta i jednocześnie intuicyjny w obsłudze dla operatora wykonującego zabieg.

Dzięki systemowi COXARTIS® opracowanemu we współpracy z Prof. Dr Miehlike zabiegi z wykorzystaniem tego systemu zdobywają coraz większe rzesze zwolenników wśród **ortopedów** na całym świecie.

Cechy charakterystyczne:

- Bardzo mała inwazyjność zabiegu
- Szybki powrót do zdrowia pacjenta po zabiegu
- Ułatwiony dostęp do stawu biodrowego
- Optyka Panoview 30°, 45°, 70°

W skład zestawu wchodzi następujące narzędzia:

- Optyka PanoView 700 dł. 180 mm
- Płaszcz wysokiego przepływu z dwoma kranikami, średnica 6 mm
- Trokar kaniulowany
- Pręt naprowadzający kaniulowany
- Kaniula punkcyjna z igłą wewnętrzną (2 szt.)
- Drut K. dł. 450 mm (2szt.)
- Sonda Haczykowa dł. 150 mm
- Instrument prowadzący dł. 120 mm
- Obturator kaniulowany do instrumentu naprowadzającego
- Uchwyt do rozwieracza
- Rozwieracz Ø 5 mm, kaniulowany przejście Ø 2 mm
- Rozwieracz Ø 7 mm, kaniulowany przejście Ø 2 mm
- Rozwieracz Ø 9 mm, kaniulowany przejście Ø 2 mm
- Narzędzie naprowadzające zestaw
- Skrobak, wypukły
- Nóż z końcówką w kształcie banana dł. 125 mm
- Kiureta kątowna, wygięta do góry, ostra z jednej strony dł. 170 mm
- Mikrofraktor wygięty 300 dł. 170 mm
- Mikrofraktor wygięty 800 dł. 170 mm
- Punch Arthroline szczęki zakrzywione do góry dł. 180 mm
- Kaniula irygacyjna dł. 168 mm
- Kosz do sterylizacji zestawu zabiegowego biodra

Informacje:

Model: