

Koszulki EndoSheath do cystoskopów CST-4000 i CST-5000



Opis produktu:

Koszulki EndoSheath® to sterylne, jednorazowe produkty ze zintegrowanym kanałem roboczym, które współpracują z cystoskopami giętymi PrimeSight™. To zawsze gotowe do użycia i sterylne rozwiązanie.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Technologia EndoSheath®

Koszulka EndoSheath® zakrywa cystoskop na całej długości, izolując go od kontaktu z pacjentem i chroniąc elementy sterujące cystoskopu przed zanieczyszczeniem podczas zabiegu. W rezultacie nie ma potrzeby dezynfekcji wysokiego poziomu między zabiegami i możliwe jest przeprowadzenie procedury dezynfekcji cystoskopu w czasie krótszym niż 10 minut.

Jednorazowy kanał roboczy zwiększa możliwości zastosowania optyki

Koszulka EndoSheath® wyposażona jest w kanał roboczy do odsysania, irygacji i wprowadzania narzędzi, dzięki czemu lekarze mogą używać cystoskopów PrimeSight™ do pełnego zakresu procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Koszulki EndoSheath® są dostępne w wielu modelach, z których każdy ma inny rozmiar kanału roboczego, co pozwala dostosować pojedynczy cystoskop do szerokiej gamy procedur.

Dane techniczne

Produkt	Rozmiar kanału	Kompatybilny	Numer katalogowy	Ilość sztuk w
---------	----------------	--------------	------------------	---------------

		endoskop		opakowaniu
CF-2.1 Koszulka EndoSheath®	2,1 mm (6,3 Fr)	Cystoskop giętki CST-4000	08-4101	1
CF-1.5 Koszulka EndoSheath®	1,5 mm (4,5 Fr)	Cystoskop giętki CST-4000	08-4102	1
CV-2.1 Koszulka EndoSheath®	2,1 mm (6,3 Fr)	Cystoskop giętki CST-5000	08-5101	1
CV-1.5 Koszulka EndoSheath®	1,5 mm (4,5 Fr)	Cystoskop giętki CST-5000	08-5102	1

Informacje:
Model:

Kompatybilny endoskop: CST-4000, CST-5000
 Koszulka: CF-2.1 - 2,1 mm (6,3 Fr), CF-1.5 - 1,5 mm (4,5 Fr)