

Akcesoria do cystoskopów CST-4000 i CST-5000



Opis produktu:

Akcesoria do cystoskopów giętkich CST-4000 i CST-5000 marki Laborie.

Zdjęcia produktu:



Laborie
THE QUALITY FOR LIFE

Szczegółowy opis produktu:

Akcesoria do cystoskopów CST-4000 i CST-5000

Laborie oferuje różnorodne akcesoria wspierające intensywną praktykę cystoskopii od przygotowania endoskopu do wykonania procedury. W portfolio znajdują się:

Testery szczelności do weryfikacji stanu endoskopów PrimeSight™.

Światłowody zapewniające kompatybilność ze źródłami światła praktycznie wszystkich producentów, do cystoskopu CST-4000.

Chusteczki i gąbki EndoWipe® do szybkiej i łatwej dekontaminacji cystoskopów giętkich PrimeSight™ (w czasie krótszym niż 10 minut).

Informacje:

Model:

Akcesorium: Tester szczelności, Enzymatyczna gąbka czyszcząca EndoWipe, Światłowód do CST-4000