

Pas do nadgarstków do stołów Lojer Scandia - OUTLET



Opis produktu:

SS5010 to pas do nadgarstków firmy **Lojer** kompatybilny ze stołami Scandia. Pas do nadgarstków wyposażony jest w komfortową poduszkę

- Sprzęt podemonstracyjny.
- Może posiadać widoczne ślady użytkowania.
- Brak oryginalnego opakowania.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS5010 Pas do nadgarstków do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- pas do nadgarstków wyposażony w komfortową poduszkę
- zapewnia bezpieczeństwo pacjenta
- wymiary poduszki 60 x 360 mm, całkowita długość 500 mm
- zalecany zacisk CL1310

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Ognioodporny

Informacje:

Model:

Kategoria: Pozostałe

Stan: bardzo dobry

Akcesoria do stołów operacyjnych - sekcje: Pasy