

Podpora boczna, regulowana, wąska do stołów Lojer Scandia - OUTLET



Opis produktu:

SS1020 to **podpora boczna**, regulowana, wąska firmy **Lojer** wyposażona w materac zapobiegający uciskaniu i uszkodzaniu nerwów

- Sprzęt podemonstracyjny.
- Może posiadać widoczne ślady użytkowania.
- Brak oryginalnego opakowania.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

SS1020 Podpora boczna, regulowana, wąska do stołów Lojer Scandia

Cechy charakterystyczne:

- materac (50 mm) zapobiegający uciskaniu i uszkodzaniu nerwów
- regulacja wysokości w zakresie 270 mm
- antybakteryjna dźwignia dokręcania
- rozmiar podpory: 100x200 mm
- króciec Ø18 mm
- zalecany zacisk: CL2010/CL2110

Średnica króćca

Materiały wodoodporne

Antybakteryjny

Ognioodporny

Zgodny z normą

Antystatyczny

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Stan: dobry

Aksesoria do stołów operacyjnych - sekcje:

Podpory boczne

Model: