

Łóżko do hemodializy z elektryczną regulacją wysokości seria 435



Opis produktu:

Łóżko do hemodializy z elektryczną regulacją wysokości zaprojektowane z myślą o komforcie pacjenta i efektywności zabiegów. Wyposażone w 5 autonomicznych siłowników, 4-sekcyjne leżysko wykonane z ABS oraz wytrzymałą metalową ramę.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** ramy, części plastikowych, powierzchni laminowanych i koloru tapicerki. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Oferta dotyczy łóżka w konfiguracji podstawowej. Zobacz więcej

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko do hemodializy z elektryczną regulacją wysokości
seria 435

Łóżko do hemodializy z elektryczną regulacją wysokości zaprojektowane z myślą o komforcie pacjenta i efektywności zabiegów. Wyposażone w 5 autonomicznych siłowników, 4-sekcyjne leżysko wykonane z ABS oraz wytrzymałą metalową ramę.

Łóżko oferuje szereg funkcji, między innymi regulowane podłokietniki, zdejmowana poduszka pod głowę i materac piankowy. Dodatkowo produkt posiada niezbędne akcesoria, w tym zaczepy na stojak na kroplówkę i uchwyt na worek na mocz, zapewniając kompleksowe rozwiązanie dla oddziałów dializ.

Podstawowa

Metalowa rama, malowana proszkowo za pomocą farby epoksydowej, charakteryzująca się dużą wytrzymałością.

5 siłowników autonomicznych, 1 jednostka sterująca, 1 pilot pacjenta.

4 elastyczne odbojniki.

Zaczepy na stojak na kroplówkę i drążek do podnoszenia.

Uchwyt na worek na mocz.

Plastikowa rama na szczyt łóżka i materac z przezroczystą membraną ochronną i regulacją długości w zakresie 20 cm.

4-sekcyjne leżysko wykonane z ABS.

Regulowane podłokietniki (opcjonalnie z plastikowymi panelami bocznymi).

Zdejmowana poduszka pod głowę z regulacją wysokości.

Materac piankowy 12 cm z poszewką, podążający za ruchami leżyska.

Seria435

Opis paneli bocznych
Panel boczny

Dwuczęściowe panele boczne wykonane z tworzywa ABS. Odporne na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące. Z dwiema regulowanymi pozycjami, dostosowującymi się do ruchów łóżka.

Panel podłokietnikowy

Zdejmowany szczyt wykonany z nadającego się do recyklingu wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odporny na zarysowania i powszechnie stosowane płyny dezynfekujące.

(Opcjonalnie: z kolorowymi lub nadrukowanymi panelami)

Regulacja długości

Plastikowa rama na szczyt łóżka i materac z przezroczystą membraną ochronną i regulacją długości w zakresie 20 cm.

Dodatkowe wyposażenie

Kontroler pacjenta

Kontroler pacjenta umożliwiający monitorowanie i zarządzanie parametrami zdrowotnymi pacjenta. Może być wymieniany przez personel medyczny o różnym poziomie specjalizacji.

Man

Manualny system natychmiastowego poziomowania w nagłych przypadkach RKO znajdujący się po obu stronach łóżka. Manualny system RKO można wybrać opcjonalnie, aby automatycznie

wypoziomować łóżko w najniższej pozycji.

Przebieg choroby

Przeciwdrobnoustrojowe malowanie części metalowych i przeciwdrobnoustrojowa kompozycja części z tworzyw sztucznych z jonami srebra Ag.

Przebieg choroby

System ochrony silnika przed przeciążeniem z alarmem dźwiękowym. System zatrzymuje pracę silników w przypadku, gdy obciążenie przekroczy limit.

Przebieg choroby

Alarm dźwiękowy w przypadku podłączenia łóżka do zasilania, a hamulce są wyłączone.

Przebieg choroby

Aktywacja mechaniczna lub elektryczna.

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Pobierz wzornik tapicerek

W uwagach do zamówienia prosimy o wpisanie koloru ramy, części plastikowych, powierzchni laminowanych i tapicerki. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Przebieg choroby

Dane techniczne

Wymiary (dł. x szer.)	1970 mm x 850 mm
Wymiary ze szynami (dł. x szer.)	2250 mm x 1010 mm
Elektryczna regulacja wysokości	Zakres 350 mm
Kąt pochylenia sekcji oparcia pleców	70°
Kąt pochylenia sekcji oparcia nóg	30°
Kąt pozycji Trendelenburga / anty-	12°

Trendelenburga

Informacje:

Model: