



ZESTAW Podnośnik mobilny pacjenta VertiUp + podwieszka Prism Medical

Opis produktu:

VertiUp – podnośnik przeznaczony do opieki nad pacjentami, których waga nie przekracza 250 kg.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik pionizujący VertiUp ułatwia podnoszenie, transport i pionizację pacjentów z niepełnosprawnością oraz o zmniejszonej mobilności.

Podnośnik **VertiUp** przeznaczony jest do pionowego podnoszenia pacjenta. Przystosowany do pomocy pacjentom z nadwagą lub otyłością (nawet do **250 kg**). Cechą charakterystyczną jest duża moc i zakres podnoszenia pionowego, co ułatwia podnoszenie pacjentów z podłogi czy z wanny i przenoszenie ich nawet na wysokie łóżko.

Podnośnik VertiUp jest rekomendowany do użytku w placówkach medycznych, sanatoriach, domach pomocy i innych ośrodkach opieki.

Cechy charakterystyczne:

- możliwość stosowania w małych pomieszczeniach,
- funkcja awaryjnego opuszczania,
- maksymalne bezpieczeństwo i komfort,
- zabezpieczenie przed przeciążeniem,
- bardzo łatwy w manewrowaniu,
- odciążenie kręgosłupa operatora podczas przenoszenia,
- możliwość podjechania pod krzesło, wózek inwalidzki lub toaletę, dzięki rozchyłanym nogom urządzenia,
- zastosowanie wysokiej jakości elektrycznych podzespołów,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia, opuszczania i rozstawu nóg.

Zalety:

- elektrycznie regulowany rozstaw nóg,
- koła skrętne 360° z hamulcami,
- elektryczne sterowanie pilotem podnoszenia i opuszczania,
- awaryjne opuszczanie ramienia.

Kompatybilne zawiesia:

- **4ESB-A**
- **4ESB-O**

Główne zastosowanie VertiUp:

Szpital

Dom opieki

Użytek prywatny

Sanatorium

VertiUp - rodzaje podwieszek:

Uniwersalna

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: poliester
- Rozmiary: M, L, XL, bariatryczna
- Udźwig: 318 kg / 454 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: tak
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: pętle

Kąpielowo-toaletowa

- Podparcie głowy: nie
- Materiał: siatka poliestrowa
- Rozmiary: M, L, XL
- Udźwig: 250 kg
- Mocowanie: klipsy

Podwieszki do podnośników Meden-Inmed

Informacje:

Kategoria: Podnośniki dla niepełnosprawnych
Szerokość: 68,2 cm
Waga: 87,7 kg
Długość: 135 cm
Wysokość: min. 188 cm, maks. 225 cm
Maksymalny udźwig: 250 kg
Regulacja rozstawu: elektryczna
Zakres podnoszenia: 34,1 - 172,2 cm
Wysokość nóg podstawy: 11,1 cm
Akumulator: 2,9 Ah
Minimalny promień skrętu: 76 cm
Poziom hałasu: 55 dB
Przycisk zatrzymania awaryjnego / mechanizm ręcznego opuszczania: Tak
Rodzaj zawiesia: elektryczne
Ramię podnoszące obrotowe 360°: Tak
Szerokość podstawy (maks.): 125,9 / 140,6 cm
Szerokość podstawy (min.): 53,5 / 68,2 cm
Wysokość uchwytu: 68 - 128 cm
Średnica kółek (bez hamulca / z hamulcem): 10 / 12,5 cm
Funkcje zdalnego sterowania: podnoszenia
Funkcje zdalnego sterowania: opuszczania
Funkcje zdalnego sterowania: rozstawu nóg

Model:

Podwieszki Prism Medical: CA300 - UNIVERSAL SLING POLY M/L - CLIPS , CA400 - UNIWERSAL DELUXE POLY M, CLIPS