



## Zestaw CORFLO PEG PULL ze złączem ENFit

### Opis produktu:

Każdy **zestaw jest starannie skompletowany**, aby zapewnić wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia procedury. Zawiera zgłębniki PEG wykonane z poliuretanu.

Zestaw zawiera m.in. talerzyk mocujący wykonany z poliuretanowej pianki, który zapada się podczas wkładania i wyjmowania zgłębnika, co podnosi komfort życia pacjenta. Dla zwiększenia wygody użytkowania dołączono zacisk oraz złącze ENFit. W trosce o sterylność i bezpieczeństwo procedury, zestaw zawiera jałową gazę i obłożenie chirurgiczne.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Zestaw CORFLO PEG PULL ze złączem ENFIT

Każdy zestaw zawiera następujące części:

- Zgłębniki PEG z poliuretanu,
- 2 rodzaje zewnętrznych płytek retencyjnych,
- Szybko zwalnianą klamrę,
- Złącze ENFit
- Jałową gazę i obłożenie chirurgiczne,
- Prowadnice i skalpel,
- Żel,
- Igłę do nakłuć ze stali nierdzewnej i trokar G18.

### Dane techniczne:

| Opis produktu                               | Kod produktu | Ilość    |
|---------------------------------------------|--------------|----------|
| Zestaw CORFLO PEG Ch12, usuwalna prowadnica | 50-6512      | 1 sztuka |
| Zestaw CORFLO PEG Ch16, usuwalna prowadnica | 50-6516      | 1 sztuka |
| Zestaw CORFLO PEG Ch20, usuwalna prowadnica | 50-6520      | 1 sztuka |

**Informacje:**

Kategoria: Żywnienie dojelitowe

**Model:**

Avanos zestaw CORFLO PEG: Zestaw CORFLO PEG Ch12, usuwalna prowadnica - 50-6512, Zestaw CORFLO PEG Ch16, usuwalna prowadnica - 50-6516, Zestaw CORFLO PEG Ch20, usuwalna prowadnica - 50-6520