



Półwałek rehabilitacyjny do terapii manualnej

Opis produktu:

Profesjonalny półwałek rehabilitacyjny, idealny do **terapii manualnej** i ćwiczeń. Dostępny w dwóch rozmiarach, zapewnia skuteczne wsparcie dla pleców, szyi i kończyn. Wykonany z wysokiej jakości materiałów dla maksymalnego komfortu i trwałości.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Półwałek rehabilitacyjny do terapii manualnej

Półwałek rehabilitacyjny firmy Meden-Inmed to niezbędne narzędzie w gabinecie fizjoterapeutycznym i domowej rehabilitacji. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnej terapii manualnej, oferuje wszechstronne zastosowanie w różnorodnych ćwiczeniach i technikach rehabilitacyjnych.

Kluczowe cechy i zalety:

- Idealny do ćwiczeń wzmacniających, rozciągających i poprawiających postawę.
- Wykonany z pianki wtórnie spienianej o dużej gęstości.
- Pokryty łatwą w czyszczeniu, odporną na uszkodzenia skórą ekologiczną.
- Płaska podstawa gwarantuje pewne ułożenie na każdej powierzchni.
- Możliwość wyboru wysokości 100 mm lub 150 mm, dopasowanej do indywidualnych potrzeb.
- Łatwy w przenoszeniu i przechowywaniu.
- Odpowiedni zarówno dla profesjonalistów, jak i do użytku domowego.

Półwałek rehabilitacyjny do terapii manualnej

Półwałek doskonale sprawdza się w terapii kręgosłupa, rehabilitacji po urazach, a także jako pomoc w ćwiczeniach poprawiających elastyczność i siłę mięśni. Jego ergonomiczny kształt wspomaga prawidłowe ułożenie ciała podczas terapii, zapewniając efektywność zabiegów i ćwiczeń.

Profesjonalny sprzęt do rehabilitacji to fundament skutecznej terapii i szybkiego powrotu do zdrowia. Wśród wielu narzędzi dostępnych na rynku, Półwałek rehabilitacyjny wyróżnia się swoją wszechstronnością i efektywnością. Stanowi ważny element wyposażenia gabinetu fizjoterapeutycznego czy domowej sali ćwiczeń jest kluczowym wsparciem w procesie rehabilitacji.

Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość) [cm]:	60 x 15 x 1060 x 15 x 15
Kolory:	12 kolorów
Elastyczna pianka poliuretanowa wtórnie spieniana	Typ R

Informacje:

Kategoria: Akcesoria do stołów

Model:

Półwałki (dł. x szer.x wys.): 60 x 15 x 10 cm, 60 x 15 x 15 cm

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM075 Orange, OM095 Mostaza