

## Terapeuta M-S3.F4 - Trzysekcyjny stół do terapii manualnej - Dark



### Opis produktu:

**Terapeuta M-S3.F4** to zaawansowany, **trzysekcyjny stół rehabilitacyjny**, zaprojektowany z myślą o **profesjonalnej terapii manualnej**. Łączy w sobie najwyższą jakość wykonania, komfort pacjenta i funkcjonalność dla terapeuty. **Stół do terapii manualnej** posiada **4 unoszone kółka** i **4 antypoślizgowe gumowe stopki**.

**Stół do terapii manualnej** wyposażony jest w tapicerkę o wytrzymałości, przekraczającej **500 000 cykli intensywnego użytkowania** oraz **materiał odporny na hydrolizę**, co znacząco **ułatwia utrzymanie higieny**. **Wysoka odporność na zadrapania** gwarantuje długotrwały, estetyczny wygląd. Tapicerka jest przyjazna dla środowiska, **nie zawiera rozpuszczalników chemicznych** i spełnia **rygorystyczne normy ognioodporne**, w tym BS 5852 Part I, EN 1021-1/2 oraz CA Tech. Bull. 177/NFPA 260.

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### Terapeuta M-S3.F4 - Trzysekcyjny stół do terapii manualnej

Terapeuta M-S3.F4 stanowi wysokiej klasy **sprzęt do rehabilitacji**, niezbędny w każdym **profesjonalnym gabinecie fizjoterapeutycznym**. **Trzysekcyjny stół do terapii manualnej** wyróżnia się nie tylko **eleganckim designem**, ale przede wszystkim zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi (Personal Authorization System, Hallotronic®) i wyjątkową trwałością.

**Stół do terapii manualnej** wyposażony jest w **tapicerkę klasy Lux** o nadzwyczajnej wytrzymałości, przekraczającej **500 000 cykli intensywnego użytkowania**. Materiał jest odporny na **hydrolizę**, co znacząco ułatwia **utrzymanie higieny**, a wysoka **odporność na zadrapania** gwarantuje długotrwałą, estetyczny wygląd.

Wysokiej jakości sztywna tapicerka

Regulowane stopki

### Cechy charakterystyczne - Terapeuta M-S3.F4:

- stół **M-S3.F4** składa się z **4 unoszonych kółek** i **4 antypoślizgowych gumowych stopek**,
- **3-sekcyjny stół do terapii manualnej i rehabilitacji**,
- elektryczna regulacja wysokości **stołu do terapii manualnej** za pomocą ramy zamontowanej dookoła podstawy,
- zagłówek z **wyprofilowanym otworem na twarz** wraz z zaślepką,
- **12 kolorów** tapicerki typu **Lux**,
- relingi do zamocowania pasów oraz **otwory na 3 bananki**,
- **2-warstwowa progresywna tapicerka** wykonana z różnych rodzajów **gęstości pianki**, dająca efekt narastającego oporu podczas ucisku

### Linia stołów Terapeuta wyróżnia się systemami:

**Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego

**Hallotronic®** - technologia która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości

## Wyjątkowe doznania dla Twoich Pacjentów

**Terapeuta M-S3.F4** to **profesjonalny stół do terapii manualnej**, który spełni oczekiwania najbardziej wymagających terapeutów. Jego wszechstronność, trwałość i ergonomia czynią go idealnym wyborem dla **klinik, szpitali i prywatnych gabinetów fizjoterapeutycznych**. Inwestując w ten stół, inwestujesz w jakość zabiegów, komfort pacjentów i efektywność pracy terapeutów.

### Stół do terapii manualnej z serii Terapeuta posiada:

- Płynną regulację wysokości i poszczególnych sekcji **stołu do terapii manualnej**,
- Otwór na twarz Pacjenta ułatwiający oddychanie,
- Wąskie łączenia sekcji **stołu do masażu**,

## Terapeuta M-S3.F4 - Trzysekcyjny stół do terapii manualnej

**Konstrukcja stołu Terapeuta M-S3.F4** zbudowana jest z trzech sekcji. Kąt pochylenia zagłówka można dostosować w **zakresie od -70° do +40°**, co umożliwi optymalne ułożenie **głowy i szyi pacjenta**. **Kąt pochylenia podnóżka** (sekcja tylna), reguluje się w przedziale od **0° do +85°**, zapewniając komfort podczas różnorodnych zabiegów. Sekcja środkowa pozostaje stabilna, stanowiąc solidne oparcie dla tułowia pacjenta.

Jedną z kluczowych zalet **stołu do terapii manualnej** jest szeroki zakres regulacji wysokości. Płynna, **elektryczna regulacja od 47 do 95 cm za pomocą ramy wokół stołu** pozwala na idealne dostosowanie pozycji roboczej do **wzrostu terapeuty i rodzaju wykonywanego zabiegu**. Funkcja znacząco podnosi ergonomię pracy i zmniejsza ryzyko przeciążeń u fizjoterapeutów. Solidna konstrukcja stołu **Terapeuta M-S3.F4** gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność.

Maksymalne obciążenie wynoszące **225 kg** sprawia, że stół jest odpowiedni dla pacjentów o różnej budowie ciała. Stabilna i wytrzymała rama zapewnia pewne oparcie podczas nawet najbardziej intensywnych zabiegów.

### PRODUCENT POLECA

Stół do rehabilitacji Terapeuta M-S3.F4 wyposażony jest w nowoczesne zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą ustawień stołu – **zintegrowany system autoryzacji PAS**

Kąt regulacji zagłówka

Kąt regulacji sekcji nożnej

Wymiary każdej sekcji stołu

Obicie spełnia rygorystyczne normy ognioodporne

Tapicerka odporna na hydrolizę

Tapicerka nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Tapicerka cechuje się wysoką odpornością na zadrapania

### Dane techniczne:

<b>Ilość sekcji:</b>	3
<b>Kąt pochylenia zagłówka:</b>	- 70 / + 40°
<b>Kąt pochylenia sekcji środkowej:</b>	-
<b>Kąt pochylenia podnóżka (sekcja tylna):</b>	0 / + 85°
<b>Regulacja wysokości [cm]:</b>	47 - 95
<b>Wymiary dł. x szer. x wys. [cm]:</b>	205 x 69 x 47-95
<b>Waga [kg]:</b>	115
<b>Maksymalne obciążenie [kg]:</b>	225
<b>Zasilanie:</b>	230 V / 50 Hz

### Informacje:

Ilość sekcji: 3  
 Regulacja wysokości: elektryczna, za pomocą ramy  
 Funkcja Pivot: Nie  
 System jezdny: 4 kółka  
 Rodzaje stołów: Stół do masażu i rehabilitacji  
 Kategoria: Stoły do masażu i akcesoria

### Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy