

Szafka przyłóżkowa do łóżka szpitalnego - model 2552



Opis produktu:

Szafka przyłóżkowa do łóżka szpitalnego marki **Psiliakos** to funkcjonalny i praktyczny mebel zaprojektowany z myślą o pacjentach oraz personelu medycznym. Posiada pojemne szuflady i półki, które umożliwiają przechowywanie osobistych przedmiotów, leków i innych niezbędnych akcesoriów.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** ramy i części plastikowych. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Szafka przyłóżkowa do łóżka szpitalnego

Szafka przyłóżkowa do łóżka szpitalnego marki **Psiliakos** to funkcjonalny i praktyczny mebel zaprojektowany z myślą o pacjentach oraz personelu medycznym. Posiada pojemne szuflady i półki, które umożliwiają przechowywanie osobistych przedmiotów, leków i innych niezbędnych akcesoriów. Wykonana z trwałych, łatwych do czyszczenia materiałów, gwarantuje higienę i długi cykl życia produktu.

Dzięki swojej mobilności oraz ergonomicznemu kształtowi, szafka doskonale sprawdza się w codziennej opiece nad pacjentem, zapewniając wygodę i porządek przy łóżku szpitalnym.

Specyfikacja

Model **2552**

Podobna oferta produktów 2551

Dostępne wersje kolorystyczne

ZAANGAZOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

___Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model:

Psiliakos 2551 - Kółka: Nie, Tak
 Psiliakos 2551 - Teleskopowe prowadnice: Nie, Tak
 Psiliakos 2551 - Odbojniki: Nie, Tak
 Psiliakos 2551 - Dekoracyjne panele drzwiczek i szuflady: Nie, Tak
 Psiliakos 2551 - Lodówka: Nie, Tak
 Psiliakos 2552 - Szafka i szuflada wykonana z drewna: Nie, Tak