



luStar160 kompaktowy przenośny aparat ultrasonograficzny do zastosowań ambulatoryjnych

Opis produktu:

Przenośny aparat USG z funkcją kolorowego Dopplera i obrazowania 3D/4D. Duży czytelny wyświetlacz LCD 15 cali. Siedem głowic do wyboru.

Produkt archiwalny

Zobacz: Stacjonarny cyfrowy ultrasonograf CHISON Ebit 30

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Przenośny aparat USG z funkcją kolorowego Dopplera i obrazowania 3D/4D. Duży czytelny wyświetlacz LCD 15 cali. Siedem głowic do wyboru, 24 miesiące gwarancji.

Dane techniczne:

Wyświetlacz główny	15" LCD
Dotyk wyśw. Głównego	NIE
Wyświetlacz dodatkowy	NIE
Dotyk wyśw. Dodatkowego	NIE
Podświetlana klawiatura	TAK
Obrazowanie 3D/4D	TAK

Ilość portów na sondy	2
USB	2 x 2.0
Dysk twardy	500 GB
CD/DVD	NIE
DICOM	3.0
Aplikacje	
OB/GYN	TAK
Brzuch	TAK
Mała powierzchnia	TAK
Naczynia	TAK
Mięśnie	TAK
Urologia	TAK
Sondy	
L 10- 5 Linear Probe	TAK
C 5- 2R60 Convex Pr obe	TAK
C 5- 2R50 Convex Probe	TAK
M C5- 2R20 Micro- convex Pr obe	TAK
M C9- 4R12 Endocavity Probe	TAK
P 4- 2 Phase array Probe	TAK
V6- 2 4D Convex Pr obe	TAK
Parametry obrazu	
Odcienie szarości	256, 8 bit
Rozdzielczość	1024 x 768 x 24 bit
TGC (Time Gain Compensation)	TAK
DR (Dynamic Range)	
Tryby	
B-Mode	TAK
M-Mode	TAK
Kolorowy Doppler	TAK

Power Doppler	TAK
PW Doppler	TAK
3D/4D	TAK
Duplex	TAK
Triplex	TAK

Informacje:**Opcje produktu:**