

Mars/Wenus - pas do stabilizacji nóg



Opis produktu:

Nadający się do mycia tekstylny pas mocujący, zapinany na rzep. Służy do stabilizacji nóg pacjentki podczas badań i zabiegów ginekologicznych.

Pas sprzedawany jest pojedynczo.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Mars/Wenus - Pas do stabilizacji nóg

Idealny do gabinetów ginekologicznych, szpitali oraz klinik, gdzie istotne jest zapewnienie stabilnej pozycji pacjentki podczas badań. Pas sprzedawany jest pojedynczo.

Wymiary: 75 cm x 4 cm Kolor: czarny Materiał: wytrzymały, łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji
Regulowana długość dla optymalnego dopasowania

Informacje:

Model: