

Łóżko do opieki długoterminowej - model 2000




Opis produktu:

Łóżko do opieki długoterminowej marki **Psiliakos** to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu i bezpieczeństwa pacjentom wymagającym długotrwałej opieki.

Łóżko nie zawiera materaca.

Oferta dotyczy łóżka w konfiguracji podstawowej. Zobacz więcej

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Łóżko do opieki długoterminowej z elektrycznie regulowaną wysokością

Łóżko do opieki długoterminowej to komfortowe i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów wymagających długotrwałej opieki. Dzięki regulowanym segmentom i solidnej konstrukcji, łóżko zapewnia odpowiednie wsparcie i wygodę. Idealne dla szpitali, domów opieki i placówek medycznych, gwarantując wysoką jakość i trwałość.

konfiguracja PODSTAWOWA

Solidna metalowa rama, malowana elektrostatycznie proszkiem epoksydowym.

4 niezależne siłowniki, 1 jednostka sterująca, 1 pilot pacjenta,

gniazda na stojak na kroplówkę i drążek do podnoszenia,

barierki boczne wykonane z polerowanego drewna,

metalowe kółka o średnicy 100 mm z niezależnym systemem hamulcowym,

metalowa rama szczytów łóżka z drewnianą obudową.

Wszystkie dane techniczne podane są w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych. Nie należy ich używać do celów diagnostycznych. Wszystkie dane techniczne podane są w języku polskim. Wszystkie dane techniczne podane są w języku polskim.

Wymiary (dł. x szer.)	1970 x 850 mm
Wymiary ze szynami (dł. x szer.)	2170 x 1010 mm
Minimalna wysokość	400 mm (w zależności od kół)
Elektryczna regulacja wysokości	Zakres 400 - 800 mm
Kąt pochylenia sekcji oparcia pleców	62°
Kąt pozycji anty-Trendelenburga	12°
Bezpieczne obciążenie robocze	260 kg
Maksymalna waga pacjenta	220 kg
Stopień ochrony IP	IPX6

ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ OCHRONY ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

___Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model:

Psiliakos 2000 - Szczyty łóżka: Podstawowe, Drewniane panele zamocowane do ram szczytów łóżka, Dodatkowe drewniane panele szczytów łóżka