

Jednorazowe elektrody EKG TAB jednorazowego użytku



Opis produktu:

Jednorazowe elektrody EKG EK-T 3423SG TAB są przeznaczone do użytku z kablami wyposażonymi w klamerki. Mają wymiary 34 x 23 mm i są wykonane z pianki polietylenowej pokrytej hydrożelem na całej powierzchni. Zostały zaprojektowane z myślą o dorosłych pacjentach do przeprowadzania krótkotrwałych badań spoczynkowych EKG.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowe elektrody EKG TAB jednorazowego użytku

Jednorazowe elektrody EKG EK-T 3423SG TAB są przeznaczone do użytku z kablami wyposażonymi w klamerki. Mają wymiary 34 x 23 mm i są wykonane z pianki polietylenowej pokrytej hydrożelem na całej powierzchni. Zostały zaprojektowane z myślą o dorosłych pacjentach do przeprowadzania krótkotrwałych badań spoczynkowych EKG.

Te elektrody wyróżniają się łatwością aplikacji i komfortem użytkowania, co jest szczególnie istotne w ratownictwie medycznym, gdzie szybkość i skuteczność monitorowania EKG są kluczowe. Sprawdzają się również doskonale w środowisku szpitalnym i klinicznym, zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i podczas transportu pacjentów.

Kluczowe cechy elektrod EKG EK-T 3423SG TAB

1. Specjalne dostosowanie do 12-odprowadzeniowego monitorowania spoczynkowego.
2. Wygodne pakowanie - 10 elektrod na jednym arkuszu folii ochronnej.
3. Właściwości radioprzezierności, umożliwiające jednoczesne wykonywanie badań radiologicznych.

4. Kompatybilność z badaniami MRI.
5. Unikalny kształt zapewniający lepszą przyczepność.
6. Technologia TAB redukująca impedancję skóry dla dokładniejszych pomiarów.

Elektrody są wolne od lateksu i PVC, co minimalizuje ryzyko reakcji alergicznych u pacjentów.

Dane techniczne

Wymiary	34 x 23 mm
Kształt	rybi ogon
Żel	hydrożel
Kolor żelu	bezbarwny
Materiał bazowy	pianka polietylenowa
Sensor	podłoże węglowe pokryte Ag/AgCl
Grupa pacjentów	dorośli
Rodzaj badania	spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie
Typ	niesterylna
Radioprzezierność	tak
MRI	tak
Termin ważności	24 miesiące od daty produkcji
Ilość sztuk na pasku PET	10 szt.
Opakowanie	100 szt.

Informacje:

Użycie: jednorazowe
 Kategoria: Elektrody i kable EKG
 Rodzaj elektrod EKG: Radioprzezierna

Model: