



Polaris Dual - Rower treningowy magnetyczny

Opis produktu:

Stacjonarny rower Polaris Dual z magnetycznym systemem oporu i kołem zamachowym o wadze 8 kilogramów. Elektroniczna regulacja obciążenia zapewnia wygodne zarządzanie intensywnością ćwiczeń i umożliwia dokładne dopasowanie oporu w zależności od indywidualnych preferencji lub stopnia wytrenowania osoby ćwiczącej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Polaris Dual - Rower treningowy magnetyczny

Stacjonarny rower Polaris Dual z magnetycznym systemem oporu i kołem zamachowym o wadze 8 kilogramów. Elektroniczna regulacja obciążenia zapewnia wygodne zarządzanie intensywnością ćwiczeń i umożliwia dokładne dopasowanie oporu w zależności od indywidualnych preferencji lub stopnia wytrenowania osoby ćwiczącej.

Unikalny design i możliwości ułatwiają korzystanie w domu

Rower jest przeznaczony do użytku domowego. Ma nowoczesny design, dzięki któremu doskonale się prezentuje w salonie. Dzięki stopkom na podstawie można go precyzyjnie wypoziomować, a kółka transportowe ułatwiają jego przemieszczanie na czas treningu lub po jego zakończeniu.

Dodatkowe wyposażenie

Żelowe siodełko w rozmiarze XXL gwarantuje komfort treningu bez względu na jego długość. Możliwość regulacji w pionie i w poziomie siodełka oraz nachylenia kierownicy ułatwia dopasowanie i pozwala przyjąć najwygodniejszą pozycję do ćwiczeń.

Technologia

Body Fat to program komputera, który pozwala na oszacowanie procentowej zawartości tkanki

tłuszczowej w organizmie.

Przebieg Test

Funkcja umożliwiająca sprawdzenie wydolności oraz stopnia wytrenowania ćwiczącego na podstawie analizy spadku tętna po zakończeniu treningu.

Dane techniczne

Sposób użytkowania:	Regularny trening domowy
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	130
Długość [cm]:	109
Szerokość [cm]:	56
Wysokość [cm]:	149
Waga [kg]:	40
System oporu:	Magnetyczny
Regulacja oporu:	Elektroniczna
Zakres oporu:	24 stopni
Waga koła zamachowego:	8 kg
Regulacja siodełka:	W pionie i w poziomie
Regulacja kierownicy:	Kąt nachylenia

Prezentacja video

Informacje:

Model: