



Carbon Bike - Rower treningowy magnetyczny

Opis produktu:

Rower przystosowany do wykorzystania półkomercyjnego w klubach i siłowniach, dlatego jest znakomitą wyborem do treningu domowego dla wymagających.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Carbon Bike - Rower treningowy magnetyczny

Rower przystosowany do wykorzystania półkomercyjnego w klubach i siłowniach, dlatego jest znakomitą wyborem do treningu domowego dla wymagających. Jest podstawowym modelem linii Carbon Bike - serii wysokiej jakości rowerów treningowych BH Fitness. Ich charakterystyczny unikalny design i doskonałe parametry każdego z nich czynią niezastąpione narzędzie do prowadzenia regularnych ćwiczeń cardio.

Wygodne pozycje do ćwiczeń i funkcjonalny komputer

Rower został wyposażony w 14-kilogramowe koło zamachowe oraz magnetyczny system oporu regulowany manualnie za pomocą pokrętła. Komputer z ekranem podświetlanym na niebiesko dokładnie mierzy parametry treningu i prezentuje je na wyświetlaczu.

Wygodna pozycja do ćwiczeń

Ergonomiczne siodełko w rozmiarze XXL zapewnia komfort niezależnie od długości treningu. Jego regulacja w pionie i w poziomie umożliwia przyjęcie najwygodniejszej pozycji do ćwiczeń, a wielopozycyjna kierownica pozwala stosować różne rodzaje chwytów.

Technologia Blue Frame

Box Frame to specjalna konstrukcja ramy, która charakteryzuje się wzmocnioną strukturą. Gwarantuje stabilność urządzenia podczas najintensywniejszego treningu.

Sposób użytkowania:	zastosowanie półkomercyjne
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	130
Długość [cm]:	115
Szerokość [cm]:	54
Wysokość [cm]:	153
System oporu:	magnetyczny
Regulacja oporu:	manulana
Zakres oporu:	8 stopniowa manualna regulacja oporu
Koło zamachowe:	14 kg
Napęd:	Pas Poly-V
Regulacja siodełka:	w poziomie i pionie
Puls:	- czujniki do pomiaru pulsu, - opcjonalnie pomiar telemetryczny

Informacje:

Model: