



Rower poziomy BRX-R300 HRC Toorx Fitness

Opis produktu:

BRX-R300 HRC to zaawansowany rower magnetyczny, łączący innowacyjne technologie z wysoką jakością wykonania. Zaprojektowany z myślą o kompleksowym treningu cardio, sprawdzi się zarówno u osób chcących poprawić kondycję, jak i tych o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Rower poziomy BRX-R300 HRC Toorx Fitness

Rower magnetyczny BRX-R300 HRC to połączenie nowoczesnej technologii i ergonomicznego designu, stworzone z myślą o efektywnym treningu w domowym zaciszu. Ten zaawansowany sprzęt fitness oferuje szeroki zakres możliwości treningowych, dostosowanych do różnych poziomów sprawności i celów użytkowników. Dzięki intuicyjnej obsłudze i funkcjom smart BRX-R300 HRC stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości narzędzia do poprawy kondycji, rehabilitacji lub codziennego dbania o zdrowie.

Precyzja i moc

Solidna konstrukcja z 14-kilogramowym kołem zamachowym gwarantuje stabilność nawet podczas intensywnych sesji. System magnetycznego oporu pozwala na dokładne dostosowanie poziomu trudności, dając pełną kontrolę nad treningiem.

Komfort i bezpieczeństwo

Ergonomiczne siedzisko z oparciem z siatki zapewnia optymalne podparcie i wentylację podczas ćwiczeń. Możliwość regulacji pozycji oraz pedały z paskami stabilizującymi gwarantują wygodę i bezpieczeństwo użytkowania.

Inteligentne rozwiązania

Wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD, rower oferuje szereg programów treningowych, w tym testy wydolnościowe i programy sterowane tętnem. Moduł Bluetooth umożliwia połączenie z aplikacjami iConsole+ i Kinomap, dzięki którym możesz śledzić postępy i odkrywać nowe trasy treningowe z całego świata.

Idealne narzędzie do rehabilitacji

BRX-R300 HRC spełnia standardy sprzętu rehabilitacyjnego. Dzięki niskiemu wejściu i stabilnej konstrukcji (53 kg) jest bezpieczny dla osób starszych i w trakcie rehabilitacji. Maksymalne obciążenie do 150 kg sprawia, że jest uniwersalnym rozwiązaniem dla różnych użytkowników.

Praktyczność na co dzień

Mimo braku składanej konstrukcji rower jest łatwy w transporcie dzięki kółkom. Regulowane nóżki umożliwiają idealne dopasowanie do podłoża, zapewniając stabilność na każdej powierzchni.

Gwarancja

Domowa

2 lata

Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Zamknij okno

Półkomercyjna

brak

Gwarancja półkomercyjna

× Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie. Zamknij okno	
<u>Komercyjna</u> Gwarancja komercyjna × Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie. Zamknij okno	brak

Dane techniczne

Wymiary	1550 x 600 x 1190 mm
Waga	53 kg
Maksymalna waga użytkownika	150 kg
System oporu	magnetyczny
Koło zamachowe	14 kg
Regulacja oporu	magnetyczny z elektroniczną regulacją oporu
Zakres oporu	32 poziomy
Regulacja siedziska	w poziomie
Puls	czujniki do pomiaru pulsu na uchwytach,

	za pomocą Bluetooth®
Wyświetlacz	wyświetlacz LCD - uchwyt na smartfon/tablet
Komputer	prędkość, czas, dystans, kalorie, puls, RPM, programy: manual, beginner, advance, sporty, cardio, watt, recovery, body fat test, 4 programy HRC
Inne	otwarta rama, siodełko XXL, uchwyt na bidon, kółka transportowe, samopoziomujące pedały z paskami

Prezentacja video

Informacje:

Model: