



System analizy ruchu Simi AKTISYS

Opis produktu:

Simi Aktisys to najszybszy i najłatwiejszy w obsłudze system służący do dynamicznej analizy ruchu. Terapia zyskuje na wartości, zapewniając idealne dopasowanie do potrzeb każdego pacjenta.

Sprawdź finansowanie na zakup urządzenia

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

AKTISYS cechuje niezwykła prostota obsługi, dane niezbędne do przeprowadzenia analizy generowane są już po trzech ruchach myszki. Pomiar dokonuje się automatycznie, w czasie rzeczywistym dzięki aktywnym markerom LED. W zależności od potrzeby program pracuje w trybie 2D (1 kamera) lub 3D (2kamery).

Zalety systemów Aktisys:

- automatyczne wykrywanie i śledzenie markerów aktywnych LED
- gotowe protokoły badawcze
- kreator protokołów badawczych
- wyświetlanie mierzonych parametrów w czasie rzeczywistym w oparciu o rejestrowany obraz wideo
- zapis pełnego obrazu wideo
- importowanie i eksportowanie plików wideo
- generowanie przejrzystych raportów (pdf, excel)
- analiza 2D lub w wersji z dwoma kamerami 3D

Zestaw składa się z:

- laptopa wyposażonego w dotykowy ekran
- oprogramowania Simi Aktisys
- szybkiej kamery video (100 fps, 0,3 MP, obiektyw 4-6mm)
- 5 aktywnych, samoprzylepnych markerów
- statyw
- komplet okablowania niezbędnego do połączenia sprzętu

Dostępne wersje:

AKTISYS 2D	Łatwy w obsłudze system do klinicznej analizy ruchu (pomiar odległości, pomiar kątów w przestrzeni 2D), analiza 2D w czasie rzeczywistym, oprogramowanie z protokołami klinicznymi, 1 kamera 100 kl./sek. (0.3 MP) na statywie, zestaw markerów, laptop
AKTISYS 3D	Łatwy w obsłudze system do klinicznej analizy ruchu (pomiar odległości, kątów w przestrzeni 3D), analiza 3D w czasie rzeczywistym, oprogramowanie z protokołami klinicznymi, 2 kamery 100 kl./sek. (0.3 MP) na statywie, zestaw markerów, laptop

Analiza Ruchu w Instytucie Dzielny Miś**Informacje:****Opcje produktu:**

SIMI MOTION: 2 D, 3 D