

Vario R350 - Wioślarz magnetyczny



Opis produktu:

Vario R350 to urządzenie, które angażuje 85% mięśni i pozwala na efektywny trening wytrzymałościowy. Przeznaczony do użytku domowego i komercyjnego. Wyposażony w magnetyczny system hamowania, który sterowany jest za pomocą funkcjonalnego komputera.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Vario R350 - Wioślarz magnetyczny

Wioślarz R350 to urządzenie, które angażuje 85% mięśni i pozwala na efektywny trening wytrzymałościowy. Przeznaczony do użytku domowego i komercyjnego. Wyposażony w magnetyczny system hamowania, który sterowany jest za pomocą funkcjonalnego komputera. Koło zamachowe o wadze 8 kilogramów zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wprawnych użytkowników.

Konfort treningu w domowym zaciszu

Siedelko umożliwia regulację na poziomej płaszczyźnie, a jego rolkowe łożyska sprawiają, że całość porusza się sprawnie i bardzo cicho. Podnóżki z paskami poprawiają stabilność i uniemożliwiają ześlizgiwanie się stóp podczas bardzo intensywnych sesji. Kółka transportowe wraz z systemem składania sprawiają, że trener wioślarski może zostać szybko przetransformowany i schowany w dogodnym miejscu aż do czasu następnego treningu.

Podstawowy komputer treningowy

Podstawowy komputer wyświetla na ekranie LCD takie dane jak czas, ilość pociągnięć na minutę, spalone kalorie, wartość pulsu. Komputer ma również wbudowane 5 programów treningów oraz Recovery Test, który sprawdzi wydolność i poziom wytrenowania osoby ćwiczącej. Możliwość zmierzenia pulsu za pomocą opaski telemetrycznej.

Dane techniczne

Sposób użytkowania:	zastosowanie półkomercyjne
Maksymalna waga użytkownika [kg]:	135
Długość [cm]:	192
Szerokość [cm]:	48
Wysokość [cm]:	68
System oporu:	magnetyczny z 8 stopniową regulacją
Koło zamachowe:	8 kg
Napęd:	Pas Poly-V
Regulacja siodełka:	w poziomie
Komputer:	• czas, • ilość pociągnięć na minutę, • całkowita ilość pociągnięć, • kalorie, • dystans, • puls, • 5 programów treningowych, • Recovery Test.
Puls:	telemetryczny system pomiaru pulsu (brak opaski w zestawie)

Informacje:

Model: