



SB2.6 - Rower spinningowy

Opis produktu:

Rower stacjonarny BH Fitness **SB 2.6** to urządzenie, z którego pomocą szybko zbudujesz lub wzmocnisz kondycję i w krótkim czasie pozbędziesz się nadmiaru kilogramów.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

SB2.6 - Rower spinningowy

Rower stacjonarny BH Fitness **SB 2.6** to urządzenie, z którego pomocą szybko zbudujesz lub wzmocnisz kondycję i w krótkim czasie pozbędziesz się nadmiaru kilogramów. Osiągniesz to bez wychodzenia z domu. Bez karnetu na siłownię, bez czekania na zwolnienie sprzętu i bez poświęcania czasu na dojazd i powrót.

Wzmacniający magnetyczny system oporu

Urządzenie korzysta z magnetycznego systemu oporu i ma koło zamachowe o wadze 8 kilogramów. 8-stopniowej regulacji obciążenia dokonuje się z użyciem pokrętła umieszczonego tuż pod kierownicą na kolumnie.

Regulacja i pomiar danych treningowych

Możliwość dostosowania wysokości siodełka i długości pasków na pedałach poprawia komfort treningu, a kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie rowerka z miejsca na miejsce. Komputer mierzy podstawowe dane i wyświetla je na ekranie. Rejestruje prędkość, czas, przebyty dystans oraz spalone kalorie.

Dane techniczne

Sposób użytkowania:

regularny trening domowy

Maksymalna waga użytkownika [kg]:	115
Długość [cm]:	104
Szerokość [cm]:	52
Wysokość [cm]:	119
System oporu:	mechaniczny
Koło zamachowe:	22 kg
Regulacja siodełka:	w pionie i w poziomie
Regulacja kierownicy:	w pionie i w poziomie
Komputer:	• czas, • kalorie, • dystans, • prędkość • RPM, • puls (z opaską telemetryczną do dokupienia osobno)

Informacje:**Model:**