

Poduszka pod głowę do terapii manualnej



Opis produktu:

Poduszka pod głowę do terapii manualnej to specjalistyczne narzędzie zaprojektowane, aby zapewnić optymalne wsparcie i komfort pacjentom podczas zabiegów. Poduszka posiada wymiary: 56 cm x 16 cm x 9 cm

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Poduszka pod głowę do terapii manualnej

Poduszka pod głowę firmy Meden-Inmed to niezbędne narzędzie w gabinecie fizjoterapeutycznym i podczas terapii manualnej. Zaprojektowana z myślą o profesjonalnej terapii, oferuje optymalne wsparcie i komfort podczas różnorodnych zabiegów i technik terapeutycznych.

Kluczowe cechy i zalety:

- Idealna do wsparcia głowy i szyi podczas terapii manualnej i masażu.
- Wykonana z pianki poliuretanowej wysoko elastycznej charakteryzującej się doskonałą elastycznością i sprężystością.
- Pokryta łatwą w czyszczeniu, odporną na uszkodzenia skórą ekologiczną.
- Wymiary 56 cm długość, 16 cm szerokość, 9 cm wysokość, idealne do różnych zastosowań terapeutycznych.
- Lekka i przenośna, łatwa w przechowywaniu.
- Odpowiednia zarówno dla profesjonalistów, jak i do użytku domowego.

Poduszka pod głowę do terapii manualnej

Poduszka doskonale sprawdza się w terapii manualnej kręgosłupa szyjnego, rehabilitacji po urazach, a także jako wsparcie podczas masażu i innych zabiegów fizjoterapeutycznych. Ergonomiczny kształt wspomaga prawidłowe ułożenie głowy i szyi podczas terapii, zapewniając efektywność zabiegów i komfort pacjenta.

Profesjonalny sprzęt do rehabilitacji to fundament skutecznej terapii i szybkiego powrotu do zdrowia. Wśród wielu narzędzi dostępnych na rynku, Poduszka pod głowę stanowi ważny element wyposażenia gabinetu fizjoterapeutycznego.

Dane techniczne:

Wymiary (długość x szerokość x wysokość) [cm]:	56 x 16 x 9
Kolory:	12 kolorów
Elastyczna pianka poliuretanowa wtórnie spieniana	Typ R

Informacje:

Kategoria: Akcesoria do stołów

Model:

Kolor tapicerki: OM006 - Biały, OM240 - Beżowy, OM315 - Niebieski, OM221 - Granatowy, OM314 - Szary, OM076 - Grafitowy, OM173 - Brązowy, OM225 - Czarny, OM469 - Jasnozielony, OM157 - Zielony, OM053 - Czerwony, OM217 - Bordowy