



Wózek do transportu pacjenta - Marathon TR913

Opis produktu:

Wózek do transportu pacjenta **Marathon TR913** to profesjonalne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o komforcie pacjenta i wygodzie obsługi medycznej. Model ten łączy w sobie funkcjonalność transportową z przemyślanym designem, idealnie sprawdzając się w szpitalach, przychodniach i placówkach opieki długoterminowej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wózek do transportu pacjenta

Wózek do transportu pacjenta Marathon TR913 to profesjonalne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o komforcie pacjenta i wygodzie obsługi medycznej. Model ten łączy w sobie funkcjonalność transportową z przemyślanym designem, idealnie sprawdzając się w szpitalach, przychodniach i placówkach opieki długoterminowej.

Stała metalowa rama, malowana proszkowo, nieskładana

Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane z pianki poliuretanowej i pokryte tapicerką ze eko skóry

Uchwyt transportowy

Pojemnik na dokumentację pacjenta

Kluczowe cechy produktu

Praktyczne wyposażenie obejmuje pojemnik na dokumentację pacjenta, który zapewnia bezpieczne przechowywanie dokumentów medycznych podczas transportu, oraz ergonomiczny uchwyt transportowy ułatwiający manewrowanie wózkiem przez personel medyczny

Regulowany stojak na kroplówkę z możliwością dostosowania wysokości zwiększa funkcjonalność urządzenia, umożliwiając kontynuację terapii dożylną podczas przemieszczania pacjenta.

Stabilna konstrukcja i komfort

Wózek wyposażony jest w stałą metalową ramę malowaną proszkowo, która gwarantuje trwałość i odporność na intensywne użytkowanie w środowisku medycznym. Nieskładana konstrukcja zapewnia stabilność i niezawodność podczas transportu.

Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane z wysokiej jakości pianki poliuretanowej i pokryte tapicerką ze eko-skóry oferują pacjentowi maksymalny komfort podczas transportu. Materiał tapicerski jest łatwy w czyszczeniu i odporny na środki dezynfekcyjne, co jest kluczowe w zastosowaniach medycznych.

Składane podłokietniki pozwalają pacjentom o każdym typie budowy ciała wygodnie siedzieć nawet z boku wózka, jeśli jest to konieczne ze względu na operację.

Budowa wózków umożliwia ich zsuniecie i przechowywanie w sposób pozwalający na zaoszczędzenie przestrzeni. Wózki upoważniony personel może łatwo rozłączyć za pomocą specjalnego mechanizmu zwalniającego (opcjonalnie).

Podwójny pedał hamulca na tylnych kołach. Mechanizm hamowania działa za pomocą podwójnej dźwigni nożnej, umieszczonej z tyłu wózka. Jedną z nich aktywuje, a druga dezaktywuje mechanizm hamulca.

Dostępne kolory tapicerki

Jasno beżowy

13000

Biały

13001

Beżowy

13010

Jasno żółty

2633

Ciemno beżowy

8533

Różowy

2008

Czerwony

13201

Koralowy błady

13250

Przypalony pomarańczowy

13256

Ciemno malinowy

13220

Jasno czekoladowy

13303

Jasno fioletowy

13093

Czekoladowy

13275

Khaki jasny

13403

Letnia zieleń

13401

Khaki

13404

Turkusowy

13410

Ciemno zielony

13420

Jasno turkusowy

13405

Chłodny szary

13503

Jasno niebieski

13507

Ciepły niebieski

13504

Ciemno kobaltowy

13523

Ciemno niebieski

13501

Czarny

13901

Żółty

13801

Fuksja

13802

Fioletowy

13803

Wszystkie dane podane są w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami.ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

___Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model: