

Stół do transportu pacjenta - model 6003



Opis produktu:

Stół do transportu pacjenta model 6003 to specjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony do bezpiecznego i wygodnego przewożenia pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej.

Stół sprzedawany razem z materacem.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stół do transportu pacjenta

Stół do transportu pacjenta model 6003 to specjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony do bezpiecznego i wygodnego przewożenia pacjentów w placówkach opieki zdrowotnej. Charakteryzuje się solidną konstrukcją, zapewniającą stabilność podczas transportu. Posiada regulowaną wysokość oraz możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga, co ułatwia dostosowanie do potrzeb pacjenta i personelu medycznego.

Stół wyposażony jest w bariery boczne zapewniające bezpieczeństwo, a także system blokady kół umożliwiające unieruchomienie go w wybranym miejscu. Powierzchnia leża jest łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, co jest istotne w warunkach szpitalnych.

Podstawowa

Solidna metalowa rama, malowana elektrostatycznie proszkiem epoksydowym

Materac poliuretanowy 8cm z wodoodpornym zdejmowanym pokrowcem

Pojedyncze plastikowe kółka 150 mm

- Powierzchnia leżyska z blachy stalowej
- Plastikowa osłona podstawy z miejscem na rzeczy osobiste
- Uchwyt na butle z tlenem
- Uchwyt transportowy
- Metalowe teleskopowe barierki boczne Inox
- 4 elastyczne odbojniki
- Gniazda na uchwyt na kroplówkę

Wszystkie dane techniczne podane są w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych.
Wszystkie dane techniczne podane są w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych.
Wszystkie dane techniczne podane są w przybliżeniu i mogą się różnić od rzeczywistych.

Wymiary (dł. x szer.):	1920 cm x 630 mm
Wymiary ze szynami (dł. x szer.):	2060 cm x 780 mm
Zakres wysokości:	320 mm
Rodzaj regulacji:	Regulacja hydrauliczna
Kąt pochylenia sekcji oparcia pleców	80°
Kąt pozycji Trendelenburga	12°
Kąt pozycji anty-Trendelenburga	12°
Zakres pozycji Fowler	40°

ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

____Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model: