



Bieżnia treningowa DS MedRun z długimi poręczami KD240L

Opis produktu:

Bieżnia treningowa DS MedRun z długimi poręczami KD240Le to urządzenie przeznaczone do regularnego treningu domowego, odpowiednie zarówno dla osób chcących poprawić swoją kondycję, jak i dla tych w trakcie rehabilitacji czy seniorów. Charakteryzuje się szerokim zakresem prędkości oraz możliwością regulacji kąta nachylenia, co pozwala na dostosowanie intensywności ćwiczeń do indywidualnych potrzeb. Długie poręcze zapewniają dodatkowe wsparcie i bezpieczeństwo podczas treningu.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Bieżnia treningowa DS MedRun z długimi poręczami KD240L

Bieżnia DS MedRun z długimi poręczami KD240Le to funkcjonalne urządzenie treningowe do użytku domowego. Oferuje szereg możliwości dostosowania treningu do indywidualnych potrzeb, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Jest odpowiednia zarówno dla osób początkujących, jak i bardziej zaawansowanych, a także tych, którzy wymagają dodatkowego wsparcia podczas ćwiczeń.

Komfortowe sterowanie

Bieżnia wyposażona jest w przyciski regulacji prędkości i kąta nachylenia umieszczone na poręczach, co umożliwia łatwą kontrolę parametrów treningu bez przerywania biegu.

Bezpieczny start

Niska prędkość początkowa (0,3 km/h) pozwala na bezpieczne rozpoczęcie treningu, co jest szczególnie istotne dla osób starszych lub w trakcie rehabilitacji.

Regulacja kąta nachylenia

Możliwość ustawienia kąta nachylenia w zakresie 0-12% pozwala na symulację biegu pod górę i zwiększenie intensywności treningu.

Kompatybilność z urządzeniami mobilnymi

Wbudowane głośniki z funkcją Bluetooth umożliwiają odtwarzanie muzyki ze smartfona lub tabletu podczas ćwiczeń.

Monitorowanie parametrów

Wyświetlacz LCD prezentuje kluczowe informacje o treningu, takie jak prędkość, czas, dystans, spalone kalorie oraz puls mierzony przez czujniki w uchwytach.

Wiele możliwości treningowych

Urządzenie oferuje 12 programów treningowych oraz możliwość korzystania z aplikacji Fitshow Lite App, co pozwala na urozmaicenie ćwiczeń i monitorowanie postępów.

Gwarancja

<u>Domowa</u> Gwarancja domowa × Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia. Zamknij okno	2 lata
<u>Półkomercyjna</u> Gwarancja półkomercyjna × Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie. Zamknij okno	brak

<u>Komercyjna</u> Gwarancja komercyjna × Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie. Zamknij okno	brak
---	------

Dane techniczne

Sposób użytkowania	regularny trening domowy
Wymiary	148 x 67 x 131 cm
Waga	48 kg
Maksymalna waga użytkownika	120 kg
Moc	2 KM
Prędkość	0,3-14 km/h
Powierzchnia biegowa	120 x 40 cm
Aplikacje	FITSHOW LITE APP
Wyświetlacz	LCD
Komputer	czas, dystans, prędkość, puls, kalorie, 12 programów treningowych, Test Body Fat, Tryb Manual z funkcją odliczania funkcji: czas, dystans lub kalorie
Puls	czujniki pomiaru pulsu w uchwytach
Inne	- długie poręcze - przyciski regulacji prędkości oraz kąta nachylenia na poręczach - przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia - głośniki

- Bluetooth
- kółka transportowe
- 2x uchwyt na bidon

Informacje:

Model: