



Atlas treningowy jednostanowiskowy DS600S DS Fitness

Opis produktu:

Atlas treningowy jednostanowiskowy DS600S DS Fitness to zaawansowany system treningowy przeznaczony do użytku domowego. Urządzenie umożliwia wykonywanie różnorodnych ćwiczeń, skupiając się na treningu klatki piersiowej, barków, bicepsów, pleców, tricepsów i nóg. Konstrukcja atlasu opiera się na solidnych materiałach, co przekłada się na jego trwałość i stabilność podczas intensywnego treningu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Atlas treningowy jednostanowiskowy DS600S DS Fitness

Atlas treningowy DS600S DS Fitness to kompaktowe rozwiązanie dla osób poszukujących możliwości kompleksowego treningu w warunkach domowych. Urządzenie łączy w sobie funkcjonalność profesjonalnego sprzętu z wygodą użytkowania w przestrzeni prywatnej.

Wszechstronność treningu

Atlas wyposażony jest w ławeczkę treningową z modlitewnikiem, podpórkami na nogi oraz wyciąg górny i dolny. Umożliwia to wykonywanie szerokiego zakresu ćwiczeń, dostosowanych do różnych partii mięśniowych.

Regulowany opór

Stos o wadze 72 kg pozwala na dostosowanie poziomu oporu do indywidualnych potrzeb i umiejętności użytkownika. Dzięki temu atlas może być wykorzystywany zarówno przez osoby początkujące, jak i zaawansowane.

Stacja do treningu nóg

Urządzenie posiada moduł umożliwiający ćwiczenie mięśni czworogłowych i dwugłowych ud. Możliwość zginania i prostowania nóg przy regulowanym obciążeniu pozwala na efektywne budowanie masy mięśniowej nóg.

Komfortowe siedzisko

Atlas wyposażony jest w wygodne siedzisko z miękką wyściółką, co zapewnia wysoki komfort nawet podczas długotrwałego treningu.

Gwarancja

Domowa

2 lata

Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Zamknij okno

Półkomercyjna

brak

Gwarancja półkomercyjna

×

Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie.

Zamknij okno

Komercyjna

brak

Gwarancja komercyjna

×

Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie.

Zamknij okno

Dane techniczne

Wymiary	170 x 103 x 205 cm
Waga	136 kg
Maksymalna waga użytkownika	120 kg
Stos	72 kg
Dodatki	• Osłona stosu • Gumowe podstawki • Linka stalowa w osłonie • Obicie i siedzisko pokryte wysokiej jakości skórą syntetyczną w czarnym kolorze
Stacje treningowe	• Wyciąg z góry oraz wyciąg z dołu • Motylek • Wypychanie ciężaru • Modlitewnik • Prostowanie nóg (czworogłowy uda)

Informacje:
Model: