


Zestaw wielokrotnego użytku do szycia łąkotki metodą "Inside-Out"



Opis produktu:

Zestaw **wielokrotnego użytku** do szycia łąkotki metodą „Inside-Out” firmy Richard-Wolf GmbH

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktów na magazynie. Aby poznać dokładny czas realizacji przed złożeniem zamówienia - zapraszamy do kontaktu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Niniejszy system jest niezwykle pomocny przy wielu skomplikowanych i niestandardowych przypadkach **uszkodzenia łąkotki**. Dużym atutem systemu jest możliwość sterylizacji w autoklawie co obniża znacząco koszty w porównaniu z systemami jednorazowego użytku. System **współpracuje z różnymi rodzajami nici** zarówno wchłaniającymi, o różnym czasie wchłaniania jak i niewchłaniającymi.

Produkt służy do szycia uszkodzonej łąkotki techniką „inside- out”:

- w porównaniu z metodami „outside - in” lub „all - inside” jest mniej skomplikowana i mniej czasochłonna,
- metoda okazuje się skuteczna w przypadku wielu zróżnicowanych uszkodzeń łąkotki,
- pozwala chirurgom-ortopedom na precyzyjne operowanie uszkodzenia łąkotki przy mniejszej asyście na sali operacyjnej,
- daje chirurgowi całkowitą kontrolę nad doprowadzeniem igły w miejsce wymagające szycia.

Dzięki zastosowaniu podwójnego systemu prowadzącego igły zapewniana jest pełna powtarzalność szycia.

Zobacz wideo:

Informacje:

Model:

Pojemnik do przechowywania i sterylizacji:
wariant 1. (bez pojemnika), wariant 2. (z
pojemnikiem)