

Atlas treningowy trzystanowiskowy DS632S DS Fitness



Opis produktu:

Atlas treningowy trzystanowiskowy DS632S DS Fitness to zaawansowany system do kompleksowego treningu w warunkach domowych. Urządzenie oferuje trzy stanowiska umożliwiające zróżnicowane ćwiczenia, w tym stację główną, stację do wyciskania i dipów oraz regulowaną ławeczkę. Konstrukcja atlasu pozwala na trening różnych partii mięśniowych, takich jak klatka piersiowa, barki, bicepsy, plecy, tricepsy i nogi.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Atlas treningowy trzystanowiskowy DS632S DS Fitness

Atlas treningowy trzystanowiskowy DS632S DS Fitness to kompleksowe rozwiązanie dla osób poszukujących możliwości wszechstronnego treningu w domu. Urządzenie oferuje szeroką gamę ćwiczeń, pozwalając na efektywny trening całego ciała przy zachowaniu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania.

Wszechstronne możliwości treningowe

Atlas DS632S umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu ćwiczeń, w tym wyciskanie, trening klatki piersiowej, barków, pleców oraz nóg. Dzięki różnorodnym stacjom treningowym można dostosować program ćwiczeń do indywidualnych potrzeb.

Regulowany opór

System wyposażony jest w stos o wadze 72 kg, co pozwala na dostosowanie poziomu oporu do umiejętności i celów treningowych użytkownika. Umożliwia to stopniowe zwiększanie intensywności treningu wraz z postępem.

Ergonomiczna konstrukcja

Atlas posiada elementy wykonane z wysokiej jakości materiałów, w tym siedzisko pokryte skórą syntetyczną, zapewniające komfort podczas ćwiczeń. Regulowane elementy, takie jak oparcie ławki czy wysokość modlitewnika, pozwalają na dopasowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb.

Stacja do treningu nóg

Urządzenie zawiera specjalną stację umożliwiającą ćwiczenia mięśni czworogłowych i dwugłowych ud. Moduł ten pozwala na zginanie i prostowanie nóg, co wspomaga rozwój mięśni dolnych partii ciała.

Solidna konstrukcja

Atlas DS632S charakteryzuje się trwałą budową, mogącą wytrzymać obciążenie do 120 kg wagi użytkownika. Stalowa linka w osłonie oraz gumowe podstawki dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo i stabilność urządzenia podczas treningu.

Gwarancja

Domowa

2 lata

Gwarancja domowa

×

Gwarancja domowa obejmuje sprzęt przeznaczony do użytku domowego. Szczegółowe informacje dotyczące zalecanego przez producenta maksymalnego czasu pracy urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia.

Zamknij okno

Półkomercyjna

brak

Gwarancja półkomercyjna

×

Gwarancja półkomercyjna obejmuje urządzenia pracujące w klubach fitness, małych hotelach, gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach, świetlicach oraz podobnych instytucjach, gdzie sprzęt może być wykorzystywany maksymalnie przez około 4 godziny dziennie. Zamknij okno	
<u>Komercyjna</u> Gwarancja komercyjna × Gwarancja komercyjna obejmuje sprzęt pracujący w klubach fitness, siłowniach, klubach sportowych, szkołach, świetlicach, jednostkach wojskowych, policyjnych itp. Maksymalny czas pracy to 12 godzin dziennie, a wybrane urządzenia posiadają nielimitowany czas pracy i mogą pracować nawet przez 24 godziny dziennie. Zamknij okno	brak

Dane techniczne

Stacje treningowe	• Wyciąg z góry oraz wyciąg z dołu • Motylek • Wypychanie ciężaru • Modlitewnik • Prostowanie nóg (czworogłowy uda) • Suwnica na nogi • Drażek do podciągania • Ławka regulowana • Stacja do dipów
Regulacje	• 7-stopniowa regulacja oparcia ławki • Regulacja wysokości modlitewnika
Linka	Stalowa w osłonie
Obicie i siedzisko	Pokryte wysokiej jakości skórą syntetyczną w czarnym kolorze

Kolorystyka	• Konstrukcja: czarny • Obicie: czarny • Wykończenia: czerwony
Dodatki	• Osłona stosu • Gumowe podstawki
Waga stosu	72 kg
Maks. waga użytkownika	120 kg
Waga urządzenia	198 kg
Wymiary	205 x 270 x 218 cm

Informacje:**Model:**