



Little Pump® / Little Pump® Dual - systemy pneumatycznych mankietów uciskowych

Opis produktu:

Elektromechaniczne systemy pneumatycznych mankietów uciskowych, stworzone do zapewnienia bezkrwawego pola operacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych na kończynach górnych i dolnych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

SYSTEMY PNEUMATYCZNYCH MANKIETÓW UCISKOWYCH

Little Pump® / Little Pump® Dual

Little Pump® to elektromechaniczny system pneumatycznych mankietów uciskowych, stworzony do zapewnienia bezkrwawego pola operacyjnego podczas zabiegów chirurgicznych na kończynach górnych i dolnych. Urządzenie oferuje precyzyjną kontrolę ciśnienia i jest dostępne w dwóch wariantach: z jednym lub dwoma obwodami ciśnieniowymi.

Precyzyjna kontrola ciśnienia

System umożliwia dokładne ustawianie ciśnienia za pomocą klawiatury elektronicznej w zakresie od 0 do 600 mmHg, z dokładnością do 5 mmHg.

Dostępne warianty

Little Pump® oferowany jest w dwóch modelach: standardowym z jednym obwodem ciśnieniowym oraz Dual z dwoma niezależnymi obwodami, co pozwala na dostosowanie do różnych procedur chirurgicznych.

Intuicyjny interfejs

Urządzenie wyposażone jest w czytelny wyświetlacz cyfrowy pokazujący aktualne ciśnienie i czas. Prosta regulacja za pomocą przycisków ułatwia obsługę.

Dane techniczne

Zakres regulacji ciśnienia	0 do 600 mmHg (± 5 mmHg)
Obwody ciśnieniowe	1 lub 2 (zależnie od modelu)
Alarm błędu ciśnienia	Dźwiękowy
Wymiary	340 x 300 x 180 mm
Waga	3,1 kg

Informacje:

Model:

Model: Little Pump, Little Pump Dual