

Filtr antybakteryjny do Pneumos500



Opis produktu:

Jednorazowy filtr antybakteryjny z owalnym ustnikiem do spirometrów Cardioline Pneumos500 i PneumosPC.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Jednorazowy filtr antybakteryjny z owalnym ustnikiem do spirometrów Jednorazowy filtr antybakteryjny z owalnym ustnikiem do spirometrów Cardioline Pneumos500 i PneumosPC.

Filtr ma skuteczność filtrowania bakterii na poziomie 99,9999% i skuteczność filtrowania wirusów na poziomie 99,9999%.

Opakowanie zawiera 20 szt.

Informacje:

Dla Serca - Cardioline: tak

Model: