



Fotel do pobierania krwi - model PS3

Opis produktu:

Fotel do pobierania krwi Psiliakos PS3 to ergonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia wygodę pacjentowi oraz ułatwia pracę personelowi medycznemu.

W uwagach do zamówienia **prosimy o wpisanie koloru** tapicerki. W przeciwnym wypadku zostaną wysłane losowe kolory.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fotel do pobierania krwi

Fotel do pobierania krwi Psiliakos PS3 to ergonomiczne i funkcjonalne rozwiązanie, które zapewnia wygodę pacjentowi oraz ułatwia pracę personelowi medycznemu. Wyposażony w regulowane podłokietniki, umożliwia łatwe dostosowanie pozycji pacjenta podczas zabiegu. Konstrukcja fotela jest stabilna, a tapicerka odporna na środki dezynfekujące, co gwarantuje higienę i trwałość. Model ten idealnie sprawdzi się w gabinetach lekarskich, laboratoriach oraz szpitalach.

Metalowa rama malowana proszkowo.

Leżysko pokryte pianką i tapicerowane ekoskóra wysokiej jakości.

Pneumatyczna regulacja sekcji oparcia pleców i nóg.

Regulowane podłokietniki.



ZAANGAŻOWANIE W JAKOŚĆ, WSZECHESTRONNOŚĆ I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Firma PSILIAKOS HOSPITAL EQUIPMENT została założona w 1968 roku przez Dimitriosa Psilakosa. Nasz nacisk na wytwarzanie wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach szybko udowodnił, że jesteśmy nie tylko największym producentem mebli medycznych w Grecji, ale także za granicą, aktualnie obecnym w ponad 40 krajach.

___Dyrektor Zarządzający

Informacje:

Model:

PS3 - Stojak na kroplówkę: Nie, Tak
PS3 - Regulacja sekcji: Pneumatyczna,
Elektryczna
PS3 - Wieszak na papier: Nie, Tak