

Iza - Pompa do materaca przeciwoleżynowego

Opis produktu:

Iza to dwusekcyjna pompa wysokociśnieniowa współpracująca z materacami pęcherzykowymi i poduszkami siedzeniowymi. Charakteryzuje się cichą pracą, kompaktowymi wymiarami oraz niskim poborem mocy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do terapii odleżyn do II stopnia.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA, JEDNOSILNIKOWA

Model Iza

Pompa dwusekcyjna, do współpracy z materacami pęcherzykowymi oraz poduszkami siedzeniowymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się pokrętkiem znajdującym się na panelu sterowania pompy.

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	≤ II0
Głośność	≤ 28 dB
Zakres ciśnienia	40-110 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	≤ 7 l/min

Czas cyklu	10 min
Sterowanie	Manualne
Średnica przewodów	6 mm
Wyciszone ssawy powietrza	
Podświetlany włącznik	
Zaczepty do zawieszenia na łóżku	
Masa	1,4 kg
Wymiary	23 x 11 x 8 cm
Długość kabla sieciowego	450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 8 W

Informacje:

Ilość sekcji: 2
 Typ pompy: jednosilnikowa
 Rodzaj ciśnienia: wysokociśnieniowa
 Typ sterowania: manualne
 Wydajność: ≤ 7 l/min
 Głośność: ≤ 28 dB
 Tryby pracy: brak danych
 Systemy alarmowe: brak danych
 Zakres ciśnienia: 40-110 mmHg
 Wersja bariatryczna: niedostępna
 Masa: 1,4 kg

Model: