



Alfa - Pompa do materaca przeciwoodleżynowego

Opis produktu:

Alfa to dwusekcyjna pompa ultraniskociśnieniowa współpracująca z materacami pęcherzykowymi i poduszkami siedzeniowymi. Charakteryzuje się cichą pracą, kompaktowymi wymiarami oraz niskim poborem mocy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do terapii odleżyn do II stopnia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ULTRANISKOCIŚNIENIOWA, JEDNOSILNIKOWA POMPA Z REGULACJĄ CYFROWĄ, SYSTEMEM KONTROLNYM I WYŚWIETLACZEM LED

Model Alfa

Pompa dwusekcyjna, do współpracy z materacami pęcherzykowymi oraz poduszkami siedzeniowymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się pokrętkiem znajdującym się na panelu sterowania pompy. Dla pacjentów bariatrycznych pompa dostępna w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej).

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	≤ II0
Głośność	≤ 20 dB
Ilość sekcji powietrza	2 lub 3

W pełni samoczynne dostosowanie do użytkownika	Według algorytmu masy pacjenta
Wyświetlacz LCD	mmHg/kg
Zakres ciśnienia	10-60 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	≤ 8 l/min
Czas cyklu	10 min
Sterowanie	Dotykowe
Średnica przewodów	6 lub 10 mm
Alarm niewłaściwego ciśnienia	Dźwiękowy i wizualny
Masa	1,6 kg
Wymiary	27 x 13 x 8 cm
Długość kabla sieciowego	≤ 350 lub ≤ 450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 7 W
Wersja bariatryczna	Model Alfa 3
Przeciwtłuszczowe filtry powietrza	Opcja
Przeciwbakteryjne filtry powietrza	Opcja
Dźwiękowy alarm braku zasilania	
Wyłącznik alarmu spadku ciśnienia	
Tryb stałociśnieniowy, pielęgnacyjny	na czas bezpieczny
Blokada panelu sterowania	
Mikroprocesorowe czujniki ciśnienia	
Diody kontrolne załączonych funkcji	
Wyciszone ssawy powietrza	
Gniazdo szybkozłączki	
Zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe	
Kontrola poziomu ciśnienia	
System kontroli szczelności układu	
Podświetlany włącznik	
Zaczepty do zawieszenia na łóżku	

Informacje:

Ilość sekcji: 2

Ilość sekcji: 3

Typ pompy: jednosilnikowa

Rodzaj ciśnienia: ultraniskociśnieniowa

Typ sterowania: dotykowe

Wydajność: ≤ 8 l/min

Głośność: ≤ 20 dB

Tryby pracy: tryb stałociśnieniowy

Tryby pracy: tryb pielęgnacyjny

Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia

Systemy alarmowe: alarm braku zasilania

Zakres ciśnienia: 10-60 mmHg

Wersja bariatryczna: dostępna

Masa: 1,6 kg

Model:

Wersja pompy: standardowa (model Alfa),
bariatryczna (model Alfa 3)