

Neuroforma Cognitive - Urządzenie do treningu funkcji poznawczych





Opis produktu:

Neuroforma Cognitive to urządzenie do interaktywnej terapii oraz treningu pacjentów cierpiących na **schorzenia neurologiczne** (tj. **choroba Parkinsona**) oraz **ortopedyczne** związane z **ograniczeniami zakresu ruchu kończyn górnych**. Rozbudowane menu pozwala na prowadzenie **terapii ruchowej, poznawczej**, a także może korzystnie wpłynąć na zaangażowanie pacjentów w prowadzone zajęcia terapeutyczne.

Jedną z głównych zalet urządzenia **Neuroforma Cognitive** jest możliwość samodzielnego nawigowania przez pacjenta po zaawansowanym menu za pomocą **ekranu dotykowego**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Poznaj Neuroforma Cognitive - nowoczesne urządzenie do rehabilitacji funkcji poznawczych

Neuroforma Cognitive to urządzenie do treningu funkcji poznawczych, oferujące szeroki wachlarz zadań, gier i ćwiczeń, które wspierają terapię ruchową i poznawczą pacjentów w różnym wieku. Dzięki dziesiątkom zróżnicowanych ćwiczeń, pacjenci mają możliwość rozwijania kluczowych umiejętności, takich jak pamięć, koordynacja ruchowa, refleks oraz zwiększanie zakresu ruchu w kończynach górnych. – usunąć zaawansowane

Świetnie sprawdza się wszędzie tam, gdzie opieka zdrowotna spotyka się z nowoczesną technologią. Ćwiczenia zostały zaprojektowane z myślą o indywidualnych potrzebach każdego użytkownika. Urządzenie sprawdzi się w domach opieki, szpitalach, a także w specjalistycznych ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób, którzy zmagają się z konsekwencjami udaru mózgu, chorobą Parkinsona, Alzheimerem czy innymi schorzeniami neurologicznymi.

Neuroforma Cognitive to więcej niż tylko terapia – to interaktywny trening mózgu i ciała, który angażuje użytkownika na wielu poziomach. System ma bardzo dużą siłę motywowania pacjentów do działania, szczególnie osób, które zmagają się z chorobami natury psychicznej, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe. Dzięki temu narzędziu pacjenci mogą poprawić koncentrację, zmniejszyć stres, co pomaga im lepiej radzić sobie z trudnymi momentami w leczeniu, a zastosowany biofeedback wspiera ich w adaptacji do nowych wyzwań, sprawiając, że proces rehabilitacji staje się bardziej skuteczny i mniej obciążający psychicznie.

Neuroforma Cognitive to narzędzie, które skutecznie łączy naukę, terapię i zabawę.

Przykładowe gry dostępne w urządzeniu Neuroforma Cognitive

Klocki

Czy możemy to zbudować? Absolutnie! Zbuduj najpiękniejsze dzieła, tak szalone, jak tylko potrafisz. Korzystając z różnych elementów, kolorów, twórz kształty, o jakich zawsze marzyłeś, będąc dzieckiem.

Gra w hokeja

Trenuj umiejętności reakcji za pomocą klasycznej gry cymbergaj. Wbij krążek w bramkę przeciwnika. Gracz, który zdobędzie 5 goli, jest zwycięzcą!

Obliczenia

Prawdziwa łamigłówka dla miłośników matematyki. Do wyboru aż trzy poziomy trudności zadań.

Puzzle

Klasyczna gra w układanie puzzli, różna liczba elementów oraz obrazów, zapewnia rozrywkę wszystkim użytkownikom urządzenia Neuroforma Cognitive.

Naciskanie bąbelków

Prosta, ale zabawna gra. Wbij wszystkie bąbelki tak jak w folii bąbelkowej. W tej grze możesz także grać na plastrze miodu.

Walka na reakcje

Ćwicz swoją reakcję oraz inne umiejętności w tym zakresie. Wybierz poziom trudności i zbieraj punkty, uderzając odpowiednie kolory. Zły wybór, to strata punktów.

Dodatkowe funkcje urządzenia Neuroforma Cognitive:

- odtwarzacz muzyki z lat 70., 80. i 90.,
- odtwarzacz filmów relaksacyjnych opartych o obserwację natury,
- przeglądarka internetowa,
- możliwość korzystania z własnych filmów i obrazów za pomocą nośnika USB.

Dane techniczne:

Wielkość ekranu:	43"
Ekran dotykowy:	tak, 10 punktów
Podstawa jezdna z blokadą kół:	tak
Elektryczna regulacja wysokości [mm]:	730-1650
Wymiary ekranu z ramą [mm]:	1270 x 860
Regulacja pochyleń ekranu [°]:	0-90 co 15
Waga całkowita [kg]:	110

Informacje:

Model: