



Beta - Pompa do materaca przeciwoleżynowego

Opis produktu:

Beta to dwusekcyjna pompa ultraniskociśnieniowa współpracująca z materacami zmiennociśnieniowymi. Charakteryzuje się cichą pracą, компактowymi wymiarami oraz niskim poborem mocy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do terapii odleżyn do IV stopnia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ULTRANISKOCIŚNIENIOWA, DWUSILNIKOWA POMPA Z REGULACJĄ I ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM KONTROLNYM CIŚNIENIA

Model Beta

Pompa dwusekcyjna, do współpracy z materacami zmiennociśnieniowymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się pokrętkiem znajdującym się na panelu sterowania pompy. Dla pacjentów bariatrycznych pompa dostępna w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej).

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	\leq IV0
Głośność	\leq 20 dB
Ilość sekcji powietrza	2 lub 3
W pełni samoczynne dostosowanie do	Według algorytmu masy pacjenta

użytkownika	
Wyświetlacz LCD	Diody LED
Zakres ciśnienia	10-50 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	≤ 14 l/min
Czas cyklu	10, 15, 20, 25 min
Sterowanie	Manualne i dotykowe
Średnica przewodów	6 lub 10 mm
Masa	2,6 kg
Wersja bariatryczna	Model Beta 3
Wymiary	34 x 21 x 12 cm
Długość kabla sieciowego	≤ 350 lub ≤ 450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 9 W
Przeciwtłuszczowe filtry powietrza	Opcja
Przeciwbakteryjne filtry powietrza	Opcja
Alarm niewłaściwego ciśnienia	Dźwiękowy i wizualny
Dźwiękowy alarm braku zasilania	
Wyłącznik alarmu spadku ciśnienia	
Tryb stałociśnieniowy, pielęgnacyjny	
Blokada panelu sterowania	
Mikroprocesorowe czujniki ciśnienia	
Diody kontrolne załączonych funkcji	
Wyciszone ssawy powietrza	
Gniazdo szybkozłączki	
Zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe	
Kontrola poziomu ciśnienia	
System kontroli szczelności układu	
Podświetlany włącznik	
Zaczepty do zawieszenia na łóżku	

Informacje:

Ilość sekcji: 2

Ilość sekcji: 3

Typ pompy: dwusilnikowa

Rodzaj ciśnienia: ultraniskociśnieniowa

Typ sterowania: manualne

Typ sterowania: dotykowe

Wydajność: ≤ 14 l/min

Głośność: ≤ 20 dB

Tryby pracy: tryb stałociśnieniowy

Tryby pracy: tryb pielęgnacyjny

Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia

Systemy alarmowe: alarm braku zasilania

Zakres ciśnienia: 10-50 mmHg

Wersja bariatryczna: dostępna

Masa: 2,6 kg

Model:

Wersja pompy: standardowa (model Beta),
bariatryczna (model Beta 3)