



Baria - Pompa do materaca przeciwoleżynowego

Opis produktu:

Baria to czterosekcyjna pompa ultraniskociśnieniowa współpracująca z materacami zmiennociśnieniowymi. Charakteryzuje się cichą pracą, kompaktowymi wymiarami oraz niskim poborem mocy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do terapii odleżyn do IV stopnia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ULTRANISKOCIŚNIENIOWA, DWUSILNIKOWA POMPA

Model Baria

Pompa czterosekcyjna, dwusilnikowa do współpracy z materacami zmiennociśnieniowymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się na panelu dotykowym.

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	$\leq$ IV0
Głośność	$\leq$ 24 dB
Ilość zasilanych komór głównych	4
Zakres ciśnienia	10-50 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	$\leq$ 16 l/min

Sterowanie	Dotykowe
Średnica przewodów	10 mm
Masa	2,4 kg
Wymiary	26 x 26 x 8 cm
Długość kabla sieciowego	≤ 450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 12 W
Zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe	2 szt.
Filtr powietrza	Standardowy
Przeciwłuszczone filtry powietrza	Opcja
Przeciwbakteryjne filtry powietrza	Opcja
Alarm niewłaściwego ciśnienia	Dźwiękowy i wizualny
Alarm braku zasilania	Dźwiękowy i wizualny
Ikony kontrolne załączonych funkcji	
W pełni samoczynne dostosowanie do użytkownika	
Tryb pielęgnacyjny	
Tryb zmienny	
Tryb statyczny	
Blokada panelu sterowania	
Mikroprocesorowe czujniki ciśnienia	
Wyciszone ssawy powietrza	
Gniazdo szybkozłączki	
Kontrola poziomu ciśnienia	
System kontroli szczelności układu	
Podświetlany włącznik	
Zaczepy do zawieszenia na łóżku	

Informacje:

Ilość sekcji: 4

Model:

Typ pompy: dwusilnikowa
Rodzaj ciśnienia: ultraniskociśnieniowa
Typ sterowania: dotykowe
Wydajność: ≤ 16 l/min
Głośność: ≤ 24 dB
Tryby pracy: tryb pielęgnacyjny
Tryby pracy: tryb zmienny
Tryby pracy: tryb statyczny
Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia
Systemy alarmowe: alarm braku zasilania
Zakres ciśnienia: 10-50 mmHg
Wersja bariatryczna: niedostępna
Masa: 2,4 kg