



Lux - Pompa do materaca przeciwoleżynowego

Opis produktu:

Pompa dwusekcyjna, do współpracy z materacami pęcherzykowymi oraz prostokomorowymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się pokrętkiem znajdującym się na panelu sterowania pompy. Dla pacjentów bariatrycznych pompa dostępna w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej).

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ULTRANISKOCIEŃNIOWA, JEDNOSILNIKOWA POMPA Z REGULACJĄ, SYSTEMEM KONTROLI CIŚNIENIA I TRYBEM PIELĘGNACYJNYM

Model Lux

Pompa dwusekcyjna, do współpracy z materacami pęcherzykowymi oraz prostokomorowymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się pokrętkiem znajdującym się na panelu sterowania pompy. Dla pacjentów bariatrycznych pompa dostępna w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej).

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	≤ IV0
Głośność	≤ 24 dB
Ilość sekcji powietrza	2 lub 3

Zakres ciśnienia	10-50 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	≤ 8 l/min
Sterowanie	Manualne
Średnica przewodów	6 lub 10 mm
Masa	1,6 kg
Wymiary	28 x 14 x 9 cm
Długość kabla sieciowego	≤ 350 lub ≤ 450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 12 W
Wersja bariatryczna	Model Lux 3
Tryb stałociśnieniowy, pielęgnacyjny	
Diody kontrolne załączonych funkcji	
Gniazdo szybkozłączki	
Kontrola poziomu ciśnienia	
System kontroli szczelności układu	
Podświetlany włącznik	
Zaczepty do zawieszenia na łóżku	
Przeciwtłuszczowe filtry powietrza	
Przeciwbakteryjne filtry powietrza	Opcja
Alarm niewłaściwego ciśnienia	Wizualny

Informacje:

Ilość sekcji: 2
 Ilość sekcji: 3
 Typ pompy: jednosilnikowa
 Rodzaj ciśnienia: ultraniskociśnieniowa
 Typ sterowania: manualne
 Wydajność: ≤ 8 l/min
 Głośność: ≤ 24 dB
 Tryby pracy: tryb stałociśnieniowy
 Tryby pracy: tryb pielęgnacyjny
 Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia
 Zakres ciśnienia: 10-50 mmHg
 Wersja bariatryczna: dostępna

Model:

Wersja pompy: standardowa (model Lux),
 bariatryczna (model Lux 3)

Masa: 1,6 kg