



Ela - Pompa do materaca przeciwoodleżynowego

Opis produktu:

Ela to trzysekcyjna pompa ultraniskociśnieniowa współpracująca z materacami zmiennociśnieniowymi. Charakteryzuje się cichą pracą, kompaktowymi wymiarami oraz niskim poborem mocy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do terapii odleżyn do IV stopnia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ULTRANISKOCIŚNIENIOWA, DWUSILNIKOWA POMPA Z SYSTEMEM KONTROLI CIŚNIENIA, DWA WYŚWIETLACZE LED, POMPA 3-SEKCYJNA, Z ELEKTRONICZNYM SYSTEMEM KONTROLNYM

Model Ela

Pompa trzysekcyjna, do współpracy z materacami zmiennociśnieniowymi prostokomorowymi, trzysekcyjnymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się na panelu dotykowym.

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	$\leq$ IV0
Głośność	$\leq$ 20 dB
Czas cyklu	10, 15, 20, 25 min

W pełni samoczynne dostosowanie się do użytkownika	Według algorytmu stopnia odleżyny
Zakres ciśnienia	10-40 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	≤ 14 l/min
Sterowanie	Dotykowe, zbliżeniowe (rysik dotykowy)
Sterowanie bezprzewodowe (pilot)	
Średnica przewodów	6 lub 10 mm
Masa	3 kg
Wymiary	34 x 21 x 12 cm
Długość kabla sieciowego	≤ 350 lub ≤ 450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 12 W
Przeciwtłuszczowe filtry powietrza	Opcja
Przeciwbakteryjne filtry powietrza	Opcja
Alarm niewłaściwego ciśnienia	Dźwiękowy i wizualny
Dźwiękowy alarm braku zasilania	
Wyłącznik alarmu spadku ciśnienia	
Tryb pielęgnacyjny	na czas bezpieczny
Tryb siedzeniowy	na czas bezpieczny
Diody kontrolne załączonych funkcji	
Gniazdo szybkozłączki	
Automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu ciśnienia z funkcją autokorekty	
System kontroli szczelności układu	
Podświetlany włącznik	
Zaczepy do zawieszenia na łóżku	
Zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe	
Wersja bariatryczna	Model Ela 3
Wyciszone ssawy powietrza	x2
Pamięć wprowadzonych ustawień	

Mikroprocesorowe czujniki ciśnienia

Informacje:

Ilość sekcji: 3
Typ pompy: dwusilnikowa
Rodzaj ciśnienia: ultraniskociśnieniowa
Typ sterowania: dotykowe
Wydajność: ≤ 14 l/min
Głośność: ≤ 20 dB
Tryby pracy: tryb pielęgnacyjny
Tryby pracy: tryb siedzeniowy
Systemy alarmowe: alarm braku zasilania
Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia
Zakres ciśnienia: 10-40 mmHg
Wersja bariatryczna: dostępna
Masa: 3,0 kg

Model:

Wersja pompy: standardowa (model Ela),
bariatryczna (model Ela 3)