



Aga - Pompa do materaca przeciwoodleżynowego

Opis produktu:

Aga to dwusekcyjna pompa ultraniskociśnieniowa współpracująca z materacami zmiennociśnieniowymi. Charakteryzuje się cichą pracą, kompaktowymi wymiarami oraz niskim poborem mocy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do terapii odleżyn do IV stopnia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ULTRANISKOCIŚNIENIOWA, DWUSILNIKOWA POMPA Z MIKROPROCESOROWYM SYSTEMEM STEROWANIA AXTECH™ I SOFTWARE REAX™ Z MOŻLIWOŚCIĄ AKTUALIZACJI

Model Aga

Pompa dwusekcyjna, dwusilnikowa do współpracy z materacami zmiennociśnieniowymi prostokomorowymi, trzysekcyjnymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się na panelu dotykowym. Dla pacjentów bariatrycznych pompa dostępna w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej).

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	≤ IV0
Głośność	≤ 30 dB

Czas cyklu	10, 15, 20 min
W pełni samoczynne dostosowanie się do użytkownika	
Zakres ciśnienia	10-50 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	≤ 16 l/min
Sterowanie	Dotykowe
Średnica przewodów	10 mm
Masa	3,4 kg
Wymiary	40 x 20 x 14 cm
Długość kabla sieciowego	≤ 450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 12 W
Zasilanie 12V	Opcja
Przeciwłuszczone filtry powietrza	
Przeciwbakteryjne filtry powietrza	Opcja
Alarm niewłaściwego ciśnienia	Dźwiękowy i wizualny
Dźwiękowy alarm braku zasilania	
Blokada panelu sterowania	
Wyłącznik alarmu spadku ciśnienia	
Tryb pielęgnacyjny	na czas bezpieczny
Tryb serwisowy	
Diody kontrolne załączonych funkcji	
Gniazdo szybkozłączki	
Automatyczna kontrola bezpiecznego poziomu ciśnienia z funkcją autokorekty	
System kontroli szczelności układu	
Podświetlany włącznik	
Zaczepy do zawieszenia na łóżku	
Zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe	
Wersja bariatryczna	Model Aga 3
Wyciszone ssawy powietrza	x2

Pamięć wprowadzonych ustawień	
Mikroprocesorowe czujniki ciśnienia	
Aktualizacja oprogramowania	
Licznik czasu pracy	Opcja
Alarm przeglądu serwisowego	Opcja

Informacje:

Ilość sekcji: 2
 Typ pompy: dwusilnikowa
 Rodzaj ciśnienia: ultraniskociśnieniowa
 Typ sterowania: dotykowe
 Wydajność: ≤ 16 l/min
 Głośność: ≤ 30 dB
 Tryby pracy: tryb pielęgnacyjny
 Tryby pracy: tryb siedzeniowy
 Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia
 Systemy alarmowe: alarm braku zasilania
 Systemy alarmowe: alarm serwisowy
 Zakres ciśnienia: 10-50 mmHg
 Wersja bariatryczna: dostępna
 Masa: 3,4 kg

Model:

Wersja pompy: standardowa (model Aga),
 bariatryczna (model Aga 3)