



Ada - Pompa do materaca przeciwoleżynowego

Opis produktu:

Ada to dwusekcyjna pompa ultraniskociśnieniowa współpracująca z materacami zmiennociśnieniowymi. Charakteryzuje się cichą pracą, компактowymi wymiarami oraz niskim poborem mocy, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do terapii odleżyn do IV stopnia.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

ULTRANISKOCIŚNIENIOWA, DWUSILNIKOWA POMPA Z MIKROPROCESOROWYM SYSTEMEM STEROWANIA AXTECH™ I SOFTWARE REAX™ Z MOŻLIWOŚCIĄ AKTUALIZACJI

Model Ada

Pompa dwusekcyjna, dwusilnikowa do współpracy z materacami zmiennociśnieniowymi prostokomorowymi, trzysekcyjnymi. Nastawy, regulacje oraz zmiany wartości ciśnienia dokonuje się na panelu dotykowym. Dla pacjentów bariatrycznych pompa dostępna w wersji bariatrycznej (trzysekcyjnej).

Dane techniczne

Do terapii odleżyn w skali IV0	≤ IV0
Głośność	≤ 30 dB

Czas cyklu	10, 15, 20, 25 min
Zakres ciśnienia	10-55 mmHg
Wydajność pod obciążeniem	≤ 16 l/min
Sterowanie	Dotykowe
Średnica przewodów	10 mm
Masa	4,3 kg
Wymiary	37 x 26 x 14 cm
Długość kabla sieciowego	≤ 450 cm
Zasilanie	AC 230V 50Hz, ≤ 12 W
Zasilanie 12V	Opcja
Przeciwłuszczone filtry powietrza	
Przeciwbakteryjne filtry powietrza	Opcja
W pełni samoczynne dostosowanie do użytkownika	
Alarm niewłaściwego ciśnienia	Dźwiękowy i wizualny
Dźwiękowy alarm braku zasilania	
Wyłącznik alarmu spadku ciśnienia	
Tryb pielęgnacyjny	na czas bezpieczny
Tryb serwisowy	
Diody kontrolne załączonych funkcji	
Gniazdo szybkozłączki	
Kontrola poziomu ciśnienia	
System kontroli szczelności układu	
Podświetlany włącznik	
Zaczepy do zawieszenia na łóżku	
Zewnętrzne gniazda bezpiecznikowe	
Wersja bariatryczna	Model Ada 3
Wyciszone ssawy powietrza	x2
Pamięć wprowadzonych ustawień	
Mikroprocesorowe czujniki ciśnienia	

Aktualizacja oprogramowania	
Licznik czasu pracy	Opcja
Alarm przeglądu serwisowego	Opcja

Informacje:

Ilość sekcji: 2
 Typ pompy: dwusilnikowa
 Rodzaj ciśnienia: ultraniskociśnieniowa
 Typ sterowania: dotykowe
 Wydajność: ≤ 16 l/min
 Głośność: ≤ 30 dB
 Tryby pracy: tryb siedzeniowy
 Tryby pracy: tryb pielęgnacyjny
 Systemy alarmowe: alarm niewłaściwego ciśnienia
 Systemy alarmowe: alarm braku zasilania
 Systemy alarmowe: alarm serwisowy
 Zakres ciśnienia: 10-55 mmHg
 Wersja bariatryczna: dostępna
 Masa: 4,3 kg

Model:

Wersja pompy: standardowa (model Ada),
 bariatryczna (model Ada 3)