

Podstawa jezdna do lampy zabiegowej

Opis produktu:

Pięciokołowa podstawa jezdna do lamp zabiegowych zwiększa komfort pracy w gabinecie lekarskim lub na sali operacyjnej, pozwalając na sprawne i płynne przemieszczenie. Blokowane kółka i stalowa konstrukcja zapewniają pewną stabilizację.

Uniwersalne złącze PIN 16 zwiększa wszechstronność wykorzystania statywu.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Informacje:

Model: