



Poduszka przeciwoleżynowa Ida

Opis produktu:

Ida to stałociśnieniowa poduszka siedzeniowa zaprojektowana do profilaktyki odleżyn. Składa się z komórek wypełnionych powietrzem, które dostosowują się do kształtu ciała użytkownika, zapewniając równomierny rozkład nacisku. Poduszka oferuje regulację ciśnienia, optymalną wentylację i łatwą konserwację. Dostępna w dwóch rozmiarach, Ida jest skutecznym narzędziem w opiece nad pacjentami narażonymi na długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Poduszka przeciwoleżynowa Ida

Ida to stałociśnieniowa poduszka siedzeniowa, zaprojektowana z myślą o profilaktyce odleżyn. Jej unikalna konstrukcja i właściwości sprawiają, że może być skutecznym narzędziem w opiece nad pacjentami narażonymi na długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej.

Konstrukcja i działanie

Poduszka Ida składa się z zespołu połączonych ze sobą komórek, zbudowanych z wypustków w kształcie baniek wypełnionych powietrzem. Wykonana z elastycznego tworzywa, umieszczona jest w praktycznym pokrowcu zamykanym na suwak. Powierzchnia poduszki dostosowuje się do kształtu ciała użytkownika, co przyczynia się do równomiernego rozkładu nacisku na tkanki.

Komfort i wentylacja

Wolne przestrzenie między komorami oraz przepuszczalny materiał pokrowca umożliwiają optymalną wentylację siedziska. Ta cecha przyczynia się do odprowadzania ciepła i redukcji pocenia się, co może zwiększać komfort użytkowania i potencjalnie zmniejszać ryzyko powstawania

odleżyn.

Regulacja i bezpieczeństwo

Poduszka Ida wyposażona jest w zawór regulacyjny, który umożliwia dostosowanie ciśnienia powietrza do indywidualnych potrzeb użytkownika. Do napełniania poduszki służy dołączona pompka ręczna. Dolna część pokrowca wykonana jest z materiału przeciwpoślizgowego, co przyczynia się do stabilizacji poduszki podczas użytkowania.

Modele i wymiary

Poduszka Ida dostępna jest w dwóch wariantach:

- Ida 36: wymiary 42 x 42 x 5 cm, 36 wypustków
- Ida 25: wymiary 46 x 46 x 5 cm, 25 wypustków

Oba modele oferują podobne właściwości, różniąc się rozmiarem i liczbą komór powietrznych, co pozwala na dobór odpowiedniej poduszki do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Dane techniczne

Liczba komór głównych	1
Pokrowiec medyczny	1 na zamek
Minimalna wartość ciśnienia użytkowego	60 mmHg
Maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia	130 mmHg
Wymiary maksymalne po napompowaniu	42 x 42 x 5 cm lub 46 x 46 x 5 cm
Ilość wypustków-baniek	25 lub 36
Pompka ręczna	
Zestaw naprawczy	
Masa własna (kg)	+/- 5
Tryb pracy	Statyczny

Informacje:

Model:

Model: IDA 25 (46 x 46 x 5 cm), IDA 36 42x42x5