


## Poduszka przeciwoodleżynowa Ola



### Opis produktu:

Poduszka siedzeniowa Ola to stałociśnieniowe rozwiązanie w profilaktyce przeciwoodleżynowej. Składa się z komór wypełnionych powietrzem, które dostosowują się do kształtu ciała, zapewniając równomierny rozkład nacisku. Wyposażona w regulowany zawór i pokrowiec z materiałem przeciwpoślizgowym, oferuje komfort i bezpieczeństwo. Dostępna w dwóch rozmiarach, z 72 lub 90 wypustkami, Ola jest praktycznym wyborem dla osób z ograniczoną mobilnością.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

#### PROFILAKTYKA ODLEŻYN

## Poduszka przeciwoodleżynowa Ola

Ola to zaawansowana poduszka siedzeniowa stałociśnieniowa, zaprojektowana z myślą o skutecznej profilaktyce odleżyn. Jej unikalna konstrukcja i właściwości sprawiają, że jest cennym narzędziem w opiece nad pacjentami z ograniczoną mobilnością.

### Unikalna konstrukcja

Poduszka Ola składa się z zespołu połączonych ze sobą komór, tworzących charakterystyczne wypustki-bańki wypełnione powietrzem. Wykonana z elastycznego tworzywa, umieszczona jest w funkcjonalnym pokrowcu zamykanym na suwak. Konstrukcja ta umożliwia optymalne rozłożenie nacisku, co przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powstawania odleżyn.

### Komfort i bezpieczeństwo

Poduszka Ola wyposażona jest w zawór regulacyjny, który w połączeniu z ręczną pompką pozwala na dostosowanie ciśnienia do indywidualnych potrzeb użytkownika. Powierzchnia poduszki automatycznie dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta, co przyczynia się do równomiernego rozkładu sił nacisku na tkanki.

Wolne przestrzenie między komorami oraz przepuszczalny materiał pokrowca zapewniają optymalną wentylację siedziska, odprowadzanie ciepła i redukcję pocenia się, co dodatkowo zwiększa komfort użytkowania.

## Praktyczne rozwiązania

Pokrowiec poduszki Ola jest przystosowany do mycia i prania, co ułatwia utrzymanie higieny. Dolna część pokrowca wykonana jest z materiału przeciwpoślizgowego, zapewniając wymaganą stabilizację poduszki podczas użytkowania.

W zestawie z poduszką Ola znajduje się pompka ręczna oraz zestaw naprawczy, co zwiększa funkcjonalność i trwałość produktu.

## Dostępne modele

Poduszka Ola dostępna jest w dwóch wariantach:

- **Ola 72 (45x40x8 cm)** - wyposażona w 72 wypustki-bańki
- **Ola 90 (50x45x8 cm)** - wyposażona w 90 wypustek-baniek

Oba modele oferują skuteczną profilaktykę przeciwoleżynową, różniąc się rozmiarem i liczbą komór, co pozwala na dobór odpowiedniego wariantu do indywidualnych potrzeb użytkownika.

## Dane techniczne

|                                           |                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Liczba komór głównych                     | 1                                                          |
| Pokrowiec medyczny                        | 1 na zamek                                                 |
| Minimalna wartość ciśnienia użytkowego    | 60 mmHg                                                    |
| Maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia | 130 mmHg                                                   |
| Wymiary maksymalne po napompowaniu        | 45 x 40 x 8 cm lub 50 x 45 x 8 cm (w zależności od modelu) |
| Liczba wypustków-baniek                   | 72 lub 90 (w zależności od modelu)                         |
| Pompka ręczna w zestawie                  |                                                            |
| Zestaw naprawczy w zestawie               |                                                            |
| Przybliżona masa własna                   | +/- 5 kg                                                   |
| Tryb pracy                                | Statyczny                                                  |

## Informacje:

## Model:

Model: OLA 72 45x40x8, OLA 90 50x45x8