

Poduszka przeciwodleżynowa Ala

Opis produktu:



Ala to zmiennociśnieniowa poduszka siedzeniowa przeciwodleżynowa z wymiennymi komorami, przeznaczona do opieki długoterminowej. Oferuje skuteczną profilaktykę odleżyn dzięki redukcji siły ucisku, efektowi chłodzącemu i masażowi. Wyposażona w pokrowiec membraMED® z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym, poduszka Ala zapewnia komfort i bezpieczeństwo osobom długotrwale przebywającym w pozycji siedzącej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

KOMFORT I PROFILAKTYKA

Poduszka przeciwodleżynowa Ala

Ala to zmiennociśnieniowa poduszka siedzeniowa zaprojektowana do opieki długoterminowej. Jej głównym celem jest profilaktyka odleżyn u osób zmuszonych do długotrwałego przebywania w pozycji siedzącej.

- Budowa prostokomorowa z wymiennymi elementami
- Wysokość 10 cm
- Wykonana z pianki PU z komorami z PCVN
- Pokrowiec membraMED® z zabezpieczeniem przeciwpoślizgowym

Działanie i funkcje

Poduszka Ala działa na zasadzie zmiennego ciśnienia, co pomaga w redukcji siły ucisku i zapewnia efekt chłodzący oraz mechanoterapeutyczny (masaż). System pracuje w czterech fazach:

1. Wypełnienie wszystkich komór
2. Wypompowanie z co drugiej komory
3. Ponowne wypełnienie wszystkich komór
4. Wypompowanie z komór dotychczas stale wypełnionych

Ciśnienie w poduszce jest regulowane automatycznie przez pompę, zgodnie z wybranym przez użytkownika trybem pracy i wartością ciśnienia.

Konstrukcja i materiały

Poduszka Ala została starannie zaprojektowana z myślą o trwałości i łatwości użytkowania:

- Elastyczne komory powietrzne zagłębione w piance poliuretanowej
- Pokrowiec membraMED® zamykany na suwak, przystosowany do mycia i prania
- Dolna część pokrowca z materiału przeciwpoślizgowego dla stabilizacji
- Dwa wloty powietrza zasilające dwie główne sekcje poduszki
- Możliwość łatwej i szybkiej wymiany pojedynczych komór w razie uszkodzenia

Kompatybilność i użytkowanie

Poduszka Ala jest kompatybilna z różnymi typami pomp, co zwiększa jej uniwersalność:

- Zalecane pompy: Iza, Ida lub Ola
- Wewnętrzna średnica przewodów zasilających: 5 mm
- Tryb pracy: ciągły (zmienny lub statyczny)
- Zakres ciśnienia: od 10 mmHg do 130 mmHg

Poduszka może być używana z opcjonalnym szkieletem lub nakładką VISCO dla dodatkowego komfortu i wsparcia.

Dane techniczne

Wymiary maksymalne po napompowaniu	42 x 46 x 10 cm
Liczba komór poprzecznych	5 PCVN
Wkład z pianki PU	
Masa własna	3 kg
Liczba komór głównych	2
Pokrowiec membraMED®	1 na zamek
Minimalna wartość ciśnienia użytkowego	10 mmHg
Maksymalna wartość ciśnienia dopuszczalnego	130 mmHg

Informacje:

Model:

