



Materac przeciwoodleżynowy dla dzieci Mini

Opis produktu:

Materac Mini to zaawansowany system przeciwoodleżynowy dla noworodków i niemowlaków. Wyposażony w 25 komór poprzecznych, skutecznie redukuje siłę ucisku i zapewnia delikatny masaż. Wykonany z medycznego PU, odpornego na środki dezynfekcyjne, z pokrowcem membraMED® dla maksymalnej higieny.

Materac nie zawiera pompy w zestawie. **Pompę należy dokupić osobno.**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PROFILAKTYKA I TERAPIA ODLEŻYN

Materac przeciwoodleżynowy dla dzieci Mini

Materac Mini to prostokomorowy, zmiennociśnieniowy materac przeznaczony do opieki długoterminowej. Został zaprojektowany specjalnie dla noworodków, niemowlaków i dzieci okresowo lub trwale unieruchomionych.

Dzięki 25 komorom poprzecznym materac Mini efektywnie redukuje siłę ucisku i zapewnia działanie

mechanoterapeutyczne (masaż). Właściwości te sprawiają, że materac działa zarówno profilaktycznie, leczniczo, jak i stymulująco.

Wysoka jakość wykonania

Materac Mini wykonany jest z medycznego PU, materiału odpornego na stosowanie środków chemicznych, w tym dezynfekcyjnych. Dla skutecznej ochrony materace wyposażone są w specjalistyczne pokrowce membranowe membraMED®.

Pokrowce te zatrzymują zanieczyszczenia, takie jak płyny, bakterie, roztocza i alergen. Mogą być poddawane gotowaniu i suszeniu termicznemu, co zapewnia wysoką higienę użytkowania. Pokrowce okalają materac z każdej strony i są zapinane na zamek błyskawiczny, obejmując zarówno materac zmiennociśnieniowy, jak i spodni materac gąbkowy.

Bezpieczeństwo i komfort

Wysokość materaca Mini została starannie dobrana, aby zabezpieczyć dziecko przed kontaktem z płaską konstrukcją leża łóżka. Ta cecha zwiększa komfort i bezpieczeństwo małego pacjenta podczas użytkowania.

Materac Mini jest kompatybilny z różnymi modelami pomp, w tym Lux, Alfa, Beta, Ela i Dyna Best. Ta wszechstronność pozwala na dostosowanie systemu do konkretnych potrzeb pacjenta i placówki medycznej.

STRAŻNIK SUCHEJ SKÓRY

AIR system (opcjonalnie)

Opcjonalnym elementem materaca jest AIR system – sieć mikrootworów dostarczających świeże powietrze bezpośrednio do skóry pacjenta. Technologia ta nie tylko zwiększa przepływ suchego powietrza, ograniczając zawilgocenie skóry, ale także poprawia dotlenienie tkanek, wspierając naturalne procesy regeneracyjne. Jednocześnie system reguluje temperaturę, zapobiegając przegrzaniu i poceniu się. W rezultacie skóra pacjenta pozostaje sucha i dobrze natleniona, co znacząco zmniejsza ryzyko odleżyn.

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Wysokość: 4.5 cm
Wysokość: 1.5 cm
Wysokość: 3 cm
Materiał wykonania: Poliuretan (PU)
Pokrowiec: membraMED
Wymiary: 50 x 36 cm
Gniazdo szybkozłączki: Tak
Ilość komór: 25
Liczba sekcji powietrza: 2
Pokrowiec membraMED® zapinany zamkiem błyskawicznym: Tak
Skuteczność medyczna (BMI): ≥ 10 kg

Model:

Waga pacjenta: Do 50 kg

Waga pacjenta: $\geq$ 50 kg

Wysokość podkładu gąbkowego: 3 cm

Średnica przewodów: 6 mm