


Materac przeciwoodleżynowy dziecięcy Midi




Opis produktu:

Materac Midi to zaawansowane rozwiązanie do profilaktyki i terapii odleżyn u małych dzieci. Prostokomorowa, zmiennociśnieniowa konstrukcja z 20 komorami o wysokości 4 cm zapewnia skuteczną redukcję nacisku i efekt masażu. Wykonany z medycznego PU, z pokrowcem membraMED®, jest odporny na środki dezynfekcyjne i łatwy w utrzymaniu czystości.

Materac nie zawiera pompy w zestawie. **Pompe należy dokupić osobno.**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PROFILAKTYKA I TERAPIA ODLEŻYN

Materac przeciwoodleżynowy dziecięcy Midi

Materac Midi to prostokomorowy, zmiennociśnieniowy system przeznaczony do opieki długoterminowej nad małymi dziećmi, które są okresowo lub trwale unieruchomione. Dzięki swojej konstrukcji i funkcjonalności, materac Midi może być stosowany zarówno w celach profilaktycznych, jak i terapeutycznych.

Konstrukcja i działanie

Materac Midi składa się z 20 poprzecznych komór o wysokości 4 cm. Ta konstrukcja umożliwia skuteczną redukcję siły ucisku oraz zapewnia efekt mechanoterapeutyczny (masaż). Materac jest wykonany z medycznego poliuretanu (PU), który cechuje się odpornością na środki chemiczne, w tym preparaty dezynfekcyjne.

Bezpieczeństwo i higiena

Materac Midi jest wyposażony w specjalistyczny pokrowiec membranowy membraMED®. Pokrowiec ten skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia, takie jak płyny, bakterie, roztocza czy alergen. Można go poddawać gotowaniu i suszeniu termicznemu, co znacząco ułatwia utrzymanie higieny. Pokrowiec obejmuje zarówno materac zmiennociśnieniowy, jak i spodni materac gąbkowy, zapinając się na zamek błyskawiczny.

Funkcjonalność i kompatybilność

Materac Midi występuje w wersji dwu- lub trzysekcyjnej (opcjonalnie). Jest kompatybilny z pompami Lux, Alfa, Beta, Ela oraz Dyna Best. Wysokość materaca została dobrana tak, aby zabezpieczyć dziecko przed kontaktem z płaską konstrukcją leża łóżka, co przyczynia się do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa użytkownika.

STRAŻNIK SUCHEJ SKÓRY

AIR system (opcjonalnie)

Opcjonalnym elementem materaca jest AIR system – sieć mikrootworów dostarczających świeże powietrze bezpośrednio do skóry pacjenta. Technologia ta nie tylko zwiększa przepływ suchego powietrza, ograniczając zawilgocenie skóry, ale także poprawia dotlenienie tkanek, wspierając naturalne procesy regeneracyjne. Jednocześnie system reguluje temperaturę, zapobiegając przegrzaniu i poceniu się. W rezultacie skóra pacjenta pozostaje sucha i dobrze natleniona, co znacząco zmniejsza ryzyko odleżyn.

Informacje:

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Wysokość: 8 cm
Wysokość: 4 cm
Materiał wykonania: Poliuretan (PU)
Pokrowiec: membraMED
Wymiary: 74 x 48 cm
Gniazdo szybkozłączki: Tak
Ilość komór: 22
Ilość sekcji powietrza: 2 (opcjonalnie 3)
Pokrowiec membraMED® zapinany zamkiem błyskawicznym: Tak
Skuteczność medyczna (BMI): ≤ 18 kg
Waga pacjenta: Do 50 kg
Wysokość podkładu gąbkowego: 4 cm
Średnica przewodów: 6 mm

Model: