

Materac przeciwoodleżynowy falisty Alfabet






Opis produktu:

Materac Alfabet to specjalistyczne rozwiązanie do prewencji i terapii odleżyn, dedykowane opiece długoterminowej. Wyposażony w komory w kształcie litery V i wysokość 10 cm, skutecznie redukuje siły ucisku na ciało pacjenta. Dostępny w wersji dwu- i trzysekcyjnej, współpracuje z pompami Revita. Pokrowiec membraMED® i konstrukcja umożliwiająca terapię bezdotykową stóp zwiększają komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

Materac nie zawiera pompy w zestawie. **Pompe należy dokupić osobno.**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

PREWENCJA I TERAPIA ODLEŻYN

Materac przeciwoodleżynowy falisty Alfabet

Materac Alfabet to zaawansowane rozwiązanie do prewencji i terapii odleżyn, przeznaczone do opieki długoterminowej. Jego unikalna konstrukcja z komorami w kształcie litery V oraz wysokość 10 cm znacząco redukuje siły ucisku działające na ciało pacjenta.

Materac Alfabet jest dostępny w wersji dwu- i trzysekcyjnej, co pozwala na dostosowanie go do potrzeb pacjentów z nadwagą. Współpracuje on ze wszystkimi modelami pomp Revita, oferując elastyczność w konfiguracji systemu przeciwoodleżynowego.

Unikalna konstrukcja

Materac Alfabet wyróżnia się specjalną konstrukcją komór w kształcie litery V. Zapewnia to zwiększoną stabilność pacjenta i zapobiega jego zsuwaniu się w dół łóżka. Długość komór w części zmiennociśnieniowej jest około 10% większa od szerokości materaca, co przyczynia się do lepszej redukcji sił tarcia i sił poprzecznie tnących.

Budowa materaca umożliwia terapię bezdotykową stóp pacjenta, co jest szczególnie istotne w przypadku ochrony guzów piętowych. Stalowe nity komór gwarantują trwałość i niezawodność produktu.

Komfort i bezpieczeństwo

Materac Alfabet jest wyposażony w pokrowiec membraMED®, który jest przypinany dwoma wzmocnionymi zamkami błyskawicznymi. Pokrowiec ten zapewnia dodatkową ochronę i łatwość utrzymania higieny.

Materac należy układać na elastycznych podkładach, takich jak materace gąbkowe, co dodatkowo zwiększa komfort pacjenta. System narożnych pasów stabilizujących oraz cztery uchwyty transportowe ułatwiają bezpieczne przemieszczanie materaca.

STRAŻNIK SUCHEJ SKÓRY

AIR system (opcjonalnie)

Opcjonalnym elementem materaca jest AIR system – sieć mikrootworów dostarczających świeże powietrze bezpośrednio do skóry pacjenta. Technologia ta nie tylko zwiększa przepływ suchego powietrza, ograniczając zawilgocenie skóry, ale także poprawia dotlenienie tkanek, wspierając naturalne procesy regeneracyjne. Jednocześnie system reguluje temperaturę, zapobiegając przegrzaniu i poceniu się. W rezultacie skóra pacjenta pozostaje sucha i dobrze natleniona, co znacząco zmniejsza ryzyko odleżyn.

OCHRONA BEZ OGRANICZEŃ WAGOWYCH

Wersja bariatryczna (opcjonalnie)

Dla pacjentów bariatrycznych dostępna jest specjalna wersja materaca:

Posiada trzy sekcje dla lepszego rozłożenia ciśnienia.

Zapewnia wydajniejsze pompowanie.

Oferuje lepszą cyrkulację powietrza dla efektywnej regulacji temperatury i wilgotności.

Typ materaca: Zmiennociśnieniowy
Wysokość: 10 cm
Materiał wykonania: Poliuretan (PU)
Materiał wykonania: Medyczny PU
Pokrowiec: membraMED
Wersja bariatryczna: Model Alfabet 3
Wymiary: 196 x 83 cm
Funkcja transportowa: Tak
Ilość komór: 16
Konstrukcja dna ze wzmocnionej Cordury®: Tak
Objętość: ≤ 145 l
Przeznaczenie (stopień odleżyn wg EPUAP): Do III stopnia
System narożnych pasów stabilizujących: Tak
Uchwyty transportowe: 4
Waga pacjenta: 151-200 kg
Waga pacjenta: ≤ 200 kg
Wymaga materaca spodniego: Tak
Zawory kierunkowe: Tak
Średnica przewodów powietrza: 10 mm

Wersja materaca: standardowa (model Alfabet),
bariatryczna (model Alfabet 3)